



Wirksam und nachhaltig

# Bacillol® Zero Tissues

Auf organischen Säuren basierende, umfangreich wirksame und materialschonende Flächen-Desinfektionstücher.



100% plastikfreies Vliestuchmaterial



Umfangreich wirksam, inkl. viruzid in 2 Minuten



organic acid complex – patentierte Formulierung auf Basis organischer Fruchtsäuren



Sehr gute Materialverträglichkeit



Frei von Alkoholen, QAV, Peroxiden und von Parfüm- und Farbstoffen



Keine Gefahrstoffkennzeichnung – ohne Handschuhe anwendbar\*

\* Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	Versand-Einh. Packungen
Bacillol® Zero Tissues	100 Tücher Flowpack Größe 20 x 17 cm	981 935	6
Flowpack Wandhalter	1 Wandhalter	981 205	1
Flowpack-Halter flex	1 Halter	981 899	10

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



## Wirksamkeiten (hohe Belastung)

### Bakterien / Pilze

Bakterizid / levurozid	VAH	5 Min.
	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	2 Min.

Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348 / EN 16615	60 Min.
-------------------------------	---------------------	---------

### Viren

Begrenzt viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
------------------	-----------------------	--------

Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
-----------------------	-----------------------	--------

Viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
---------	-----------------------	--------

\*\* Modifizierter 4-Felder-Test.



Erfahren Sie mehr unter:  
<https://plhn.de/bzt>

Mehr als  
**98,5%**  
Inhaltsstoffe  
organischen Ursprungs