

HARTMANN



Andiamo oltre,
per la tua salute

Catalogo WOUND CARE

Prodotti medicali e soluzioni innovative

Da 200 anni offriamo
partnership, passione
e professionalità ai
professionisti della salute
e ai pazienti.

Indice

Medicazioni Speciali	pag. 3
Medicazioni avanzate	
Detersione	pag. 7
Granulazione	pag. 11
Epitelizzazione	pag. 15
Terapia con Pressione Negativa	pag. 19
Medicazioni Tradizionali Assorbenti	pag. 24
Medicazioni di Fissaggio	pag. 29
Fissaggio I.V.	pag. 33
Medicazioni post-operatorie	pag. 35
Medicazioni per piccole ferite	pag. 39
Bende	
Fissaggio	pag. 43
Protezione	pag. 47
Compressive	pag. 48
Supporto e Funzionali	pag. 51
Impregnate	pag. 55
Cura della cute e Igiene delle mani	pag. 56

RespoSorb®
Assortimento completo

COSA SUCCEDE SE

Puoi fare affidamento
sulla tua capacità
di scegliere la
medicazione anche se
la quantità di essudato
aumenta?





Andiamo oltre,
per la tua salute



Medicazioni speciali

RespoSorb® Super

medicazione superassorbente con SAP



Descrizione

- Medicazione superassorbente con poliacrilati (SAP)
- Morbido strato in tessuto non tessuto a contatto con la ferita
- Nucleo centrale superassorbente con SAP (poliacrilati superassorbenti)
- Strato esterno idrorepellente e traspirante
- Ampia area assorbente

Indicazioni

- Per la gestione dell'essudato in ferite croniche o acute da altamente a moderatamente essudanti

Vantaggi

- Può essere lasciato sulla ferita sino a tre giorni
- Efficiente sotto bendaggio compressivo
- Atraumatico alla rimozione
- Alta capacità assorbente
- Elevata capacità di ritenzione



	misure	misure tampone	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
RespoSorb® Super	10 x 10 cm	10 x 10 cm	685 020	10 pezzi
	10 x 20 cm	10 x 20 cm	685 021	10 pezzi
	15 x 20 cm	15 x 20 cm	685 022	10 pezzi
	20 x 25 cm	20 x 25 cm	685 023	10 pezzi
	20 x 40 cm	20 x 40 cm	685 024	10 pezzi

RespoSorb® Silicone

medicazione superassorbente con SAP e superficie di contatto in silicone



Descrizione

- Medicazione superassorbente con poliacrilati (SAP) con superficie di contatto in silicone
- Morbido strato in silicone a contatto con la ferita
- Nucleo centrale superassorbente con SAP (poliacrilati superassorbenti)
- Strato esterno idrorepellente e traspirante
- Ampia area assorbente

Indicazioni

- Per la gestione dell'essudato in ferite croniche o acute da altamente a moderatamente essudanti

Vantaggi

- Può essere lasciato sulla ferita sino a cinque giorni
- Preserva i bordi perilesionali
- Atraumatico alla rimozione
- Efficiente sotto bendaggio compressivo
- Alta capacità assorbente
- Elevata capacità di ritenzione



	misure	misure tampone	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
RespoSorb® Silicone	8 x 8 cm	6 x 6 cm	685 040	10 pezzi
	12,5 x 12,5 cm	10,5 x 10,5 cm	685 041	10 pezzi
	10 x 20 cm	8 x 18 cm	685 042	10 pezzi
	20 x 20 cm	18 x 18 cm	685 043	10 pezzi
	20 x 25 cm	18 x 23 cm	685 044	10 pezzi

RespoSorb® Silicone Border

medicazione superassorbente con SAP con superficie di contatto e bordo adesivo in silicone



Descrizione

- Medicazione superassorbente con poliacrilati (SAP) con superficie di contatto e bordo adesivo in silicone
- Morbido strato silicone a contatto con la ferita
- Nucleo centrale superassorbente con SAP (poliacrilati superassorbenti)
- Strato esterno idrorepellente e traspirante
- Ampia area assorbente

Indicazioni

- Per la gestione dell'essudato in ferite croniche o acute da altamente a moderatamente essudanti

Vantaggi

- Può essere lasciato sulla ferita sino a cinque giorni
- Preserva i bordi perilesionali
- Atraumatico alla rimozione
- Alta capacità assorbente
- Elevata capacità di ritenzione



	misure	misure tampone	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
RespoSorb® Silicone Border	10 x 10 cm	5 x 5 cm	685 140	10 pezzi
	12,5 x 12,5 cm	7 x 7 cm	685 150	10 pezzi
	17,5 x 17,5 cm	11,5 x 11,5 cm	685 160	10 pezzi
	15 x 25 cm	9 x 19 cm	685 170	10 pezzi
	20 x 25 cm	14 x 19 cm	685 180	10 pezzi

Rivestimento in film semi-permeabile


Rivestimento idrofobico verde

Corpo assorbente composto da:
- Combinazione unica di SAP e cellulosa
- Strato di distribuzione

Tessuto Non Tessuto Idrofilico

Strato di contatto con la ferita e bordo in silicone

Foglietti protettivi





Andiamo oltre,
per la tua salute



Medicazioni avanzate

Detersione

Hydrosorb® Gel

Idrogel



Descrizione

- Medicazione in gel trasparente e viscoso a base di glicerina e soluzione di Ringer
- Confezionata in siringa con scala graduata inversa
- Mantiene umida la ferita, favorendo il processo di guarigione
- Latex-free

Indicazioni

- Per il trattamento umido di ferite superficiali o profonde caratterizzate da un essudato ridotto
- Indicato come supporto al debridement autolitico
- Ammorbidisce e idrata le necrosi, permettendo un'agevole rimozione

Vantaggi

- La presenza di soluzione di Ringer permette un rapido debridement e senza provocare bruciore
- Può essere lasciato sulla lesione fino a tre giorni
- Il beccuccio allungato permette di applicare il gel anche in ferite cavitare
- Grazie alla scala graduata inversa permette di controllare la quantità utilizzata e rimanente
- Conforme ai test di valutazione biologica UNI EN ISO 10993 relativi all'irritazione e alla sensibilizzazione della cute

Ausilio prescrivibile con codice ISO 09.21.12.400

	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Hydrosorb® Gel	Siringa 8g	900 843	5 pezzi
	Siringa 15g	900 844	10 pezzi

Medicazione idratante e assorbente a base di poliacrilati



Descrizione

- Medicazione pluristratificata preattivata con soluzione di Ringer;
- Rivestimento esterno in prolipropilene idrofobico, contrassegnato sul lato esterno da righe verdi multiple;
- Corpo interno superassorbente con poliacrilati (SAP) e cellulosa;
- Ulteriore strato di protezione idrorepellente di polietilene;
- HydroClean® advance è disponibile anche nella versione cavitaria, priva dello strato esterno idrofobico, così da permettere il trasferimento dell'essudato assorbito a una seconda medicazione assorbente sovrapposta;
- Latex free.

Indicazioni

- Per il trattamento di ferite con difficoltà alla guarigione, lesioni croniche o stagnanti a causa dell'elevata attività di MMP;
- Per la detersione profonda delle lesioni;
- Per lo sbrigliamento di lesioni necrotiche;
- Per lesioni acute infette, lesioni profonde e cavitare;
- Per ulcere da pressione, vascolari o diabetiche.

Vantaggi

- Può essere lasciato sul letto della ferita fino a 72 ore;
- Pratico e di immediato utilizzo: il cuscinetto contiene la quantità ottimale di soluzione di Ringer;
- Grazie all'affinità dei SAP con le sostanze proteiche, cede continuamente soluzione di Ringer al letto della ferita, assorbendo simultaneamente l'essudato;
- Atraumatico alla rimozione grazie alle strisce di silicone di cui è rivestita la superficie di contatto;
- Unicità del prodotto.

Più medicazioni possono essere posizionate una sull'altra per riempire la cavità.



Rivestimento esterno

Contrassegnato sul lato esterno da righe verdi.



Ulteriore strato idrorepellente di polietilene.

	misure (cm)	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
HydroClean® advance	4 cm rotonda	609 662	10 pezzi
	4 x 8 cm	609 664	10 pezzi
	5,5 cm rotonda	609 666	10 pezzi
	7,5 x 7,5 cm	609 668	10 pezzi
	10 x 10 cm	609 672	10 pezzi
HydroClean® advance Cavity	4 cm rotonda	609 162	10 pezzi
	4 x 8 cm	609 164	10 pezzi
	5,5 cm rotonda	609 166	10 pezzi
	7,5 x 7,5 cm	609 168	10 pezzi
	10 x 10 cm	609 172	10 pezzi
HydroClean® advance Mini	3 cm rotonda	609 609	10 pezzi



HydroClean® advance

Come agisce.

- Garantisce sicurezza e protezione contro le infezioni, intrappolando e uccidendo i batteri all'interno del cuscinetto.
- Accelera il processo di riparazione tissutale grazie ad una veloce ed efficace attività di detersione.
- Supporta la guarigione delle ferite croniche inibendo l'attività delle metalloproteasi.
- Non aderisce al letto di ferita e viene quindi rimosso facilmente senza traumi o stati dolorosi.
- Mantiene la ferita umida fino a tre giorni senza cambio della medicazione.



▶ La soluzione di Ringer viene rilasciata in continuazione sulla ferita e l'essudato viene assorbito: in questo modo la ferita viene ripulita in continuazione e ne vengono allontanati i fattori che influenzano negativamente la guarigione (germi, detriti cellulari e tossine).




▶ HydroClean® advance supporta il processo di riparazione e inibisce l'attività delle metalloproteasi.

▶ La ferita comincia a guarire.



Atrauman® Ag

Medicazione da contatto con argento



Descrizione

- Medicazione da contatto costituita da un tulle in poliammide impregnato di un unguento a base di trigliceridi vegetali e argento metallico
- Gli ioni argento vengono rilasciati in piccole quantità solo a contatto con essudato infetto
- La sua efficacia viene garantita fino a 7 giorni
- Atrauman® Ag può essere abbinata a tutti gli altri prodotti di medicazione idroattiva e tradizionale
- Le sue caratteristiche non vengono alterate a contatto con soluzioni saline
- Latex free

Vantaggi

- È attiva contro batteri gram+ e gram- e contro i batteri resistenti agli antibiotici MRSA e VRA
- Può essere utilizzata anche su pelli sensibili
- Non provoca dolore
- Non lascia residui sulla lesione
- Può essere utilizzata indipendentemente su lesioni di qualsiasi dimensione
- È una medicazione pronta all'uso che non necessita di attivazione

Indicazioni

- Per il trattamento di lesioni infette o ad elevata contaminazione batterica
- Come profilassi dell'infezione nel trattamento delle ferite



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Atrauman® Ag	5 cm x 5 cm	499 570	3 pezzi
	5 cm x 5 cm	499 571	10 pezzi
	10 cm x 10 cm	499 572	3 pezzi
	10 cm x 10 cm	499 573	10 pezzi
	10 cm x 20 cm	499 574	3 pezzi
	10 cm x 20 cm	499 575	10 pezzi

Sorbalgon®

Medicazione a base di alginato di calcio



Descrizione

- Medicazione costituita da morbide fibre non tessute in alginato di calcio
- Alta capacità assorbente
- Svolge un'azione emostatica
- Altamente conformabile, si adatta a ferite profonde e frastagliate senza aderire al letto di ferita
- Si può facilmente strappare con le mani
- Latex free

Vantaggi

- A contatto con i sali di sodio del secreto, le fibre si trasformano in un gel che è in grado di trattenere batteri, germi e detriti cellulari
- Atraumatica e di facile rimozione
- Buona capacità e velocità di assorbimento
- Protegge la superficie dalla disidratazione creando l'ambiente umido ideale per la guarigione

Indicazioni

- Per lesioni altamente essudanti, sia acute che croniche
- Per lesioni secernenti o sanguinanti (tipo ulcere, ustioni)




	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Sorbalgon® medicazione in compressa	5 x 5 cm	999 598	10 pezzi
	10 x 10 cm	999 595	10 pezzi
	10 x 20 cm	999 589	5 pezzi
Sorbalgon® T medicazione a nastro	1g/30 cm	999 590	3 pezzi
	2g/30 cm	999 592	5 pezzi

Granulazione

Hydrocoll® Thin

Medicazione idrocolloidale autoadesiva sottile



Descrizione

- Medicazione autoadesiva sottile con particelle idrofile assorbenti ricoperte da uno strato in poliuretano
- Componenti idroattivi: sodio-carbossimetilcellulosa
- Medicazione sottile ideale come prevenzione per lesioni da pressione
- Latex free

Indicazioni

- Particolarmente indicato per la fase di epitelizzazione o per lesioni con scarso essudato
- Per la prevenzione di lesioni da pressione, per la protezione in fase di arrossamento
- Per le abrasioni

Vantaggi

- Atraumatica, minimo disagio al cambio della medicazione
- Flessibile e confortevole grazie ai bordi smussati
- Non necessita di medicazioni secondarie
- La trasparenza permette di osservare le condizioni della ferita

Ausilio prescrivibile con i codici ISO 09.21.12.003 (10x10 cm).

	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Hydrocoll® Thin	7,5 x 7,5 cm	900 757	10 pezzi
	10 x 10 cm	900 758	10 pezzi
	10 x 10 cm	900 759	3 pezzi
	15 x 15 cm	900 760	5 pezzi

Medicazione in schiuma di poliuretano



Aquaclear Technology

Idroattiva, indolore, personalizzata.

Durante il processo di guarigione, l'essudato della ferita richiede attenzione e asciugare le ferite richiede tempo.

La nuova medicazione in schiuma di poliuretano idroattiva **HydroTac®** di Hartmann offre una risposta ad entrambe queste esigenze: assorbe l'essudato in eccesso in modo rapido ed efficace e mantiene il livello di umidità della ferita al livello ideale per sostenere il processo di guarigione.

Oltre alla variante standard è disponibile la versione con bordo adesivo, **HydroTac® Comfort**. Il bordo adesivo è costituito da un film trasparente in poliuretano molto sottile con eccellenti prestazioni adesive.

La tecnologia utilizzata è uguale a quella della medicazione Hartmann "Hydrofilm" e garantisce:

- Elevata traspirabilità
- Impermeabilità
- Elasticità



Ausilio prescrivibile con i codici ISO

09.21.12.003 (10x10cm)


09.21.12.006 (20x20cm)

09.21.12.009 (sagomato con superficie idroattiva non inferiore a 60 cm²)

09.21.12.012 (sagomato con superficie idroattiva non inferiore a 120 cm²)"



La **schiuma in poliuretano** idrofila assorbe l'essudato in eccesso e lo trattiene all'interno della sua struttura.



La struttura reticolare di **Hydrogel** fornisce il giusto grado di umidità alle ferite asciutte grazie alla tecnologia **Aquaclear**.

Inoltre, lo strato di gel aderisce leggermente alla cute così da permettere a **HydroTac®** di restare in posizione sin dal primo momento, agevolando la manovra di medicazione.



	misure	area idroattiva	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
HydroTac®	ø 6 cm	-	685 848	3 pezzi
	10 x 10 cm	-	685 831	3 pezzi
	15 x 15 cm	-	685 839	3 pezzi
	10 x 20 cm	-	685 833	3 pezzi
	20 x 20 cm	-	685 844	3 pezzi
HydroTac® Comfort con bordo adesivo	12,5 x 12,5 cm	7,5 x 7,5 cm	685 814	3 pezzi
	15 x 15 cm	10 x 10 cm	685 817	3 pezzi
	15 x 20 cm	9 x 14 cm	685 820	3 pezzi
	20 x 20 cm	14 x 14 cm	685 822	3 pezzi



Descrizione

- Medicazione sterile in schiuma di poliuretano con rivestimento protettivo permeabile ai gas e impermeabile ai liquidi e ai germi
- La struttura a celle aperte differenziate garantisce per capillarità un assorbimento verticale veloce dell'essudato così da preservare i bordi perilesionali dal rischio di macerazione
- Ove presente, l'**adesivo** è in poliacrilato, delicato sulla pelle
- Le **versioni sagomate** sono pronte all'uso sull'area sacrale, del gomito e del tallone
- Latex free

Indicazioni

- Per lesioni essudanti nella fase di detersione e granulazione
- Per la cura di lesioni croniche difficili, quali lesioni da pressione, ulcere venose e piede diabetico (in combinazione con il trattamento elastocompressivo)
- Per la cura di ustioni fino al II grado.

Vantaggi

- Alta permeabilità al vapore
- Non aderisce al letto di ferita: la sostituzione della medicazione avviene in maniera atraumatica e senza lasciare alcun residuo
- Buona conformabilità anche su zone anatomiche difficili
- Le versioni sagomate offrono una buona adesività e una forte resistenza alla trazione: questo consente di evitare la rimozione accidentale della medicazione in caso di sfregamento
- Le versioni con bordo adesivo sono accompagnate da pittogrammi che facilitano il posizionamento
- Sotto compressione mantiene una buona capacità di assorbimento e di ritenzione dei liquidi

Disponibile anche nei formati sagomati per sacro e talloni, con bordo autoadesivo e pre-tagliati per siti tracheostomici.

Ausilio prescrivibile con i codici ISO

09.21.12.003 (10x10cm)

09.21.12.006 (20x20cm)


09.21.12.009 (sagomato con superficie idroattiva non inferiore a 60 cm²)

09.21.12.012 (sagomato con superficie idroattiva non inferiore a 120 cm²)



	misure	area idroattiva	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
PermaFoam® Classic	6 cm Ø	6 cm Ø	882 004	10 pezzi
	10 x 10 cm	10 x 10 cm	882 000	10 pezzi
	15 x 15 cm	15 x 15 cm	882 001	10 pezzi
	10 x 20 cm	10 x 20 cm	882 002	10 pezzi
	20 x 20 cm	20 x 20 cm	882 003	10 pezzi
PermaFoam® Classic Border con bordo adesivo	10 x 10 cm	5 x 5 cm	882 006	10 pezzi
	15 x 15 cm	10 x 10 cm	882 007	10 pezzi
	30 x 10 cm	24 x 5 cm	882 008	10 pezzi
PermaFoam® Classic Border Concave	16,5 x 18 cm	10,5 x 12 cm	882 009	10 pezzi
PermaFoam® Classic Border Sacral	18 x 18 cm	11,5 x 9,5 cm	882 011	10 pezzi
	22,5 x 22,5 cm	13,5 x 11,5 cm	882 012	10 pezzi
PermaFoam® Classic Tracheostomy	8 cm x 8 cm	8 cm x 8 cm	882 005	10 pezzi

Medicazione idrocolloidale autoadesiva



Descrizione

- Medicazione autoadesiva con particelle idrofile assorbenti ricoperte da uno strato in poliuretano
- Componenti idroattive: sodio-carbossimetilcellulosa
- L'espansione della medicazione e la formazione di gel, a seguito dell'assorbimento di essudato, garantiscono un ambiente umido per la guarigione
- Latex free

Indicazioni

- Per lesioni croniche non infette con difficoltà di guarigione
- Per ulcere da pressione
- Per abrasioni
- Per ustioni fino al II°
- Per promuovere la riepitelizzazione nelle aree dove sono stati prelevati tessuti per innesto cutaneo

Vantaggi

- A contatto con l'essudato Hydrocoll® forma un gel che consente di mantenere un ambiente umido e accelera il processo di guarigione
- Atraumatica, minimo disagio al cambio della medicazione
- Alla rimozione non lascia residui sul letto di ferita
- Di facile applicazione, flessibile e confortevole grazie ai bordi smussati che non si arrotolano
- Non necessita di medicazioni secondarie

Disponibile anche nei formati sagomati per sacro, gomito e tallone

Ausilio prescrivibile con i codici ISO

09.21.12.003 (10x10cm)

09.21.12.006 (20x20cm)

09.21.12.009 (sagomato con superficie idroattiva non inferiore a 60 cm²)

09.21.12.012 (sagomato con superficie idroattiva non inferiore a 120 cm²)




	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Hydrocoll®	5 x 5 cm	900 740	10 pezzi
	7,5 X 7,5 cm	900 742	10 pezzi
	10 x 10 cm	900 744	10 pezzi
	15 x 15 cm	900 748	5 pezzi
	20 x 20 cm	900 749	5 pezzi
Hydrocoll® Sacral	12 x 18	900 755	5 pezzi
Hydrocoll® Concave	8 x 12 cm	900 756	10 pezzi

Epitelizzazione

Hydrosorb®

Placca in gel di poliuretano



Descrizione

- Placca in gel di poliuretano con polimeri idrocellulari assorbenti
- Strato esterno in poliuretano impermeabile all'acqua e ai germi
- Struttura interna in gel tridimensionale ad alto contenuto di acqua
- Nella versione Comfort: bordo adesivo in poliacrilato
- Promuove la formazione del nuovo epitelio e previene l'essiccamento del tessuto di granulazione
- Latex free

Indicazioni

- Particolarmente indicato per la fase di epitelizzazione o granulazione avanzata
- Indicato nella fase di detersione su ferite con necrosi dura o slough di fibrina
- Per abrasioni
- Per la protezione della cute in fase di arrossamento
- Per ustioni fino al II° grado
- Per lesioni scarsamente essudanti

Vantaggi

- Atraumatica, minimo disagio al cambio della medicazione
- Crea un ambiente umido ideale per la guarigione
- La trasparenza e il disegno reticolare (1cm x 1cm) permettono di osservare sempre le condizioni della ferita e il suo stato di evoluzione. Il film rimovibile e incollabile sulla documentazione clinica permette il monitoraggio delle dimensioni della ferita
- La struttura in gel non si modifica dopo assorbimento dell'essudato
- Inodore, non lascia residui sul letto di ferita
- Può essere lasciato in situ per lungo tempo

	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Hydrosorb®	5 x 7,5 cm	900 853	5 pezzi
	10 x 10 cm	900 854	5 pezzi
	20 x 20 cm	900 855	3 pezzi
Hydrosorb® Comfort con bordo adesivo	4,5 x 6,5 cm	900 702	5 pezzi
	7,5 x 10 cm	900 706	5 pezzi
	12,5 x 12,5 cm	900 723	5 pezzi

Medicazione adesiva sterile trasparente in poliuretano



Descrizione

- Medicazione trasparente autoadesiva
- Componenti: sottile film di poliuretano
- Protegge dai batteri e dall'acqua, traspirante e permeabile all'ossigeno e vapore acqueo
- Impermeabile ai germi, protegge contro infezioni secondarie
- Ipoallergenica
- Latex free

Disponibile anche nel formato in rotolo che permette di ritagliare la medicazione della misura necessaria senza sprechi

Indicazioni

- Indicato per fissare cannule o cateteri, per proteggere ferite lievemente secernenti o per ferite post- operatorie
- Particolarmente indicato nella fase di epitelizzazione
- Per la prevenzione di lesioni da pressione e per la protezione in fase di arrossamento
- Come medicazione secondaria

Vantaggi


- Ottima adesività, inodore
- La trasparenza permette di osservare sempre le condizioni della lesione e lo stato di evoluzione
- Permette di lavarsi e fare la doccia



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Hydrofilm® Sterile	6 x 7 cm	685 755	10 pezzi
	10 x 12,5 cm	685 757	10 pezzi
	10 x 15 cm	685 759	10 pezzi
	15 x 20 cm	685 761	10 pezzi
Hydrofilm® Roll	5 x 10 m	685 790	1 pezzo
	10 x 2 m	685 791	1 pezzo
	10 x 10 m	685 792	1 pezzo
	15 x 10 m	685 793	1 pezzo

Atrauman® Silicone

Interfaccia di contatto sterile in silicone



Descrizione

- Atrauman® Silicone è una medicazione da contatto sterile per il trattamento atraumatico delle ferite
- Latex free

Indicazioni

- Per il trattamento di ferite superficiali, acute e croniche con essudato da leggero a moderato
- Per l'utilizzo come strato protettivo in ferite non essudanti o in aree con cute sensibile.

Vantaggi

- A seconda della condizione della ferita può essere lasciato in situ per diversi giorni, se necessario
- È possibile tagliare Atrauman® Silicone nella dimensione necessaria



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Atrauman® Silicone	5 x 7 cm	499 567	5 pezzi
	5 x 7 cm	499 568	10 pezzi
	7,5 x 10 cm	499 561	5 pezzi
	7,5 x 10 cm	499 562	10 pezzi
	10 x 20 cm	499 563	5 pezzi
	10 x 20 cm	499 564	10 pezzi
	20 x 30 cm	499 565	5 pezzi

Medicazione in poliestere con pomata neutra



Descrizione

- Medicazione sottile sterile idrofobica in tulle di poliestere con struttura fitta e regolare, impregnata con un unguento a base di trigliceridi, senza principi attivi
- Non contiene paraffina
- Permeabile ai gas e ai secreti
- Latex free

Indicazioni

- Per lesioni superficiali con essudato da scarso a moderato, in tutte le fasi di guarigione
- Per abrasioni e ustioni fino al II grado
- Come medicazioni da contatto sotto bendaggi elastocompressivi
- Grazie alla pomata priva di principi attivi, è possibile utilizzare il prodotto anche in dermatologia e su pazienti con pelle delicata o/e allergici a farmaci

Vantaggi

- Atrauman® non aderisce al letto di ferita e la sua rimozione è quindi atraumatica
- L'uso prolungato non dà luogo a sensibilizzazioni o allergie
- Leggera e ritagliabile



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Atrauman®	5 x 5 cm	499 510	10 pezzi
	5 x 5 cm	499 550	50 pezzi
	7,5 x 10 cm	499 513	10 pezzi
	7,5 x 10 cm	499 553	50 pezzi
	10 x 10 cm	499 514	10 pezzi
	10 x 20 cm	499 536	30 pezzi
	20 x 30 cm	499 515	10 pezzi

Grassolind®

Medicazione in cotone con unguento



Descrizione

- Medicazione in tulle di cotone a trama larga, impregnata con un unguento idrofobico, non medicato
- Permeabile ai gas e ai secreti
- Latex free

Indicazioni

- Per la terapia generale della ferite, specialmente di ferite che producono secrezioni
- Per abrasioni, lacerazioni superficiali, ustioni
- Per trattamenti di chirurgia plastica, di chirurgia estetica e nelle applicazioni dermatologiche
- Per la protezione di siti di prelievo e innesto cutaneo
- Come medicazione da contatto sotto bendaggi elastocompressivi

Vantaggi

- Grassolind® non aderisce al letto di ferita e la sua rimozione è quindi atraumatica
- Adatta anche a cute particolarmente sensibile
- Protegge i bordi perilesionali
- La tramatura larga permette una buona ventilazione e aiuta ad allontanare l'essudato dalla lesione, evitando un effetto occlusivo e la macerazione



	misure esterne	codice	pezzi per confezione
Grassolind®	5 x 5 cm	499 310	10 pezzi
	5 x 5 cm	499 350	50 pezzi
	7,5 x 10 cm	499 313	10 pezzi
	7,5 x 10 cm	499 353	50 pezzi
	10 x 10 cm	499 314	10 pezzi
	10 x 10 cm	499 354	50 pezzi
	10 x 20 cm	499 336	30 pezzi





Andiamo oltre,
per la tua salute



Terapia con pressione negativa

VivanoTec® Pro

Unità per la Pressione Topica Negativa



Descrizione

VivanoTec Pro è leggero e compatto, il che lo rende adatto per uso fisso e mobile. L'unità di terapia delle ferite a pressione negativa VivanoTec Pro può essere utilizzata per diversi tipi di ferite (ferite croniche e acute). La terapia a pressione negativa garantisce la rimozione sicura dell'essudato della ferita e la promozione della guarigione della ferita, stimolando la crescita cellulare e la circolazione sanguigna nella ferita.



Contenuto:

- VivanoTec® unità.
- VivanoTec® cinghia di trasporto.
- VivanoTec® caricabatterie.

codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
409 504	1 pezzo

VivanoMed®

Medicazioni per la Ferita

VivanoMed® Foam Kit S

Kit sterile per medicazione con medicazione in schiuma idrofobica di poliuretano.



Contenuto:

- 1 x VivanoMed® Foam S, 10 x 7,5 cm spessore 3,3 cm.
- 1 x VivanoTec® Port Small.
- 3 x Hydrofilm® 15 x 20 cm.

codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
409 728	3 pezzi
409 729	5 pezzi
409 730	10 pezzi

VivanoMed® Foam Kit M

Kit sterile per medicazione con medicazione in schiuma idrofobica di poliuretano.



Contenuto:

- 1 x VivanoMed® Foam M, 18 x 12,5 cm spessore 3,3 cm.
- 1 x VivanoTec® Port.
- 2 x Hydrofilm® 20 x 30 cm.

codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
409 725	3 pezzi
409 726	5 pezzi
409 727	10 pezzi

VivanoMed® Foam Kit L

Kit sterile per medicazione con medicazione in schiuma idrofobica di poliuretano.




Contenuto:

- 1 x VivanoMed® Foam L, 25 x 15 cm spessore 3,3 cm.
- 1 x VivanoTec® Port.
- 3 x Hydrofilm® 20 x 30 cm.

codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
409 722	3 pezzi
409 723	5 pezzi
409 724	10 pezzi

VivanoMed® Foam Kit XL

Kit sterile per medicazione con medicazione in schiuma idrofobica di poliuretano.



Contenuto:

- 2 x VivanoMed® Foam XL, 30 x 30 cm spessore 1,5 cm.
- 1 x VivanoTec® Port.
- 6 x Hydrofilm® 20 x 30 cm.

codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
409 731	3 pezzi
409 732	5 pezzi
409 733	10 pezzi

VivanoMed® Foam Kit Schiuma Rotonda

Kit sterile per medicazione con medicazione in schiuma idrofobica di poliuretano.



Contenuto:

- 2 x VivanoMed® Foam Schiuma Rotonda, 12,5 cm diametro - spessore 1,65 cm.
- 1 x VivanoTec® Port.
- 2 x Hydrofilm® 20 x 30 cm.

codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
409 740	3 pezzi
409 741	5 pezzi

VivanoMed® Foam Kit Schiuma Sottile

Kit sterile per medicazione con medicazione in schiuma idrofobica di poliuretano.



Contenuto:

- 1 x VivanoMed® Foam Schiuma Sottile, 26 x 15 cm - spessore 1,6 cm.
- 1 x VivanoTec® Port.
- 2 x Hydrofilm® 20 x 30 cm.

codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
409 742	3 pezzi
409 743	5 pezzi

VivanoMed® Foam Kit Addominale

Kit sterile per medicazione con medicazione in schiuma idrofobica di poliuretano e film per la protezione degli organi in polietilene.



Contenuto

- 1 x VivanoMed® film per la protezione addominale degli organi, 65 cm di diametro, microperforato e dotato di tasche che agevolano il posizionamento.
- 2 x VivanoMed® Foam, schiuma idrofobica di poliuretano, 38 x 25 cm - spessore 1,6 cm, ovale e pretagliata.
- 1 x VivanoTec® Port.
- 6 x Hydrofilm® 20 x 30 cm.

codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
409 720	1 pezzo
409 721	3 pezzi



VivanoMed® Foam

Schiuma idrofobica di poliuretano sterile, spessore 3,3 mm. Confezionata singolarmente in buste sterili.



codice	misure	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
409 738	S - 10 x 7,5 cm	3 pezzi
409 736	M - 18 x 12,5 cm	3 pezzi
409 734	L - 25 x 15 cm	3 pezzi



VivanoMed® White Foam

Schiuma in polivinilalcol (PVA) idrofilo, umida, sterile. Confezionata singolarmente in buste sterili.



codice	misure	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
409 760	7,5 x 10 x 0,9 cm	1 pezzo
409 761	10 x 15 x 0,9 cm	1 pezzo



VivanoTec® Canister

Contenitore sterile per essudato, con filtro idrofobico al carbone.



Lunghezza tubo di connessione: 180 cm.
Capienza: 300 ml e 800 ml.
Confezionato singolarmente in buste sterili.

codice	capienza	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
409 523	300 ml	3 pezzi
409 524	300 ml	5 pezzi
409 525	300 ml	10 pezzi
409 520	800 ml	3 pezzi
409 521	800 ml	5 pezzi
409 522	800 ml	10 pezzi



VivanoTec® Port

Sistema di interfaccia sterile per ferite di ogni dimensione.



Lunghezza del tubo: 60 cm
Dimensione del Port: 8 x 8 cm
Confezionata singolarmente in buste sterili

codice	dimensioni del Port	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
409 553	8 x 8 cm	3 pezzi
409 554	8 x 8 cm	5 pezzi



VivanoTec® Y-Connector

Connettore a Y sterile da utilizzare per collegare due VivanoTec® Port con un'unica unità VivanoTec®



Confezionato singolarmente in buste sterili.

codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
409 557	3 pezzi





Andiamo oltre,
per la tua salute



Medicazioni tradizionali assorbenti

ES-Kompresen

Garza in cotone



Descrizione

- Garza in cotone assorbente
- Disponibile in titolo 17 sterile e non sterile
- Bordi tagliati e ripiegati internamente
- Latex-free

Indicazioni

- Per la cura generale delle ferite, in particolare per il trattamento iniziale delle ferite sporche, infette ed abbondantemente secernenti
- Come tampone e come compressa per interventi in ambulatorio e nei reparti

Vantaggi

- Alta capacità assorbente
- Alta resistenza allo strappo
- Morbida ed elastica (cotone di prima qualità)
- I bordi tagliati e ripiegati internamente impediscono il rilascio di fili nella ferita anche quando la compressa è sovrapposta più volte

	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Es-Kompresse sterile	5 x 5 cm (buste 2 pz)	401 721	50 pezzi
	7,5 x 7,5 cm (buste 2 pz)	401 723	50 pezzi
	10 x 10 cm (buste 2 pz)	401 725	50 pezzi
	10 x 20 cm (buste 2 pz)	401 745	50 pezzi
Es-Kompresse non sterile	5 x 5 cm	401 821	100 pezzi
	7,5 x 7,5 cm	401 823	100 pezzi
	10 x 10 cm	401 825	100 pezzi

Pagasling®

Tampone di garza idrofila



Descrizione

- Tampone in puro cotone sbiancato assorbente
- Prodotto da un unico pezzo di garza compattato saldamente in modo che i bordi si trovino all'interno del tampone
- Titolo 20
- Latex free

Indicazioni

- Per tamponare emorragie
- Per la pulizia delle ferite
- per la disinfezione di grandi superfici cutanee

Vantaggi

- Sono confezionati in pratiche vaschette

	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Pagasling® non sterili	Ø 16 mm	481 292	1000 pezzi
	Ø 25 mm	481 293	1000 pezzi
	Ø 30 mm	481 294	1000 pezzi
	Ø 40 mm	481 299	1000 pezzi
	Ø 60 mm	481 295	500 pezzi
Pagasling® sterili	Ø 30 mm	481 414	20 pezzi
	Ø 40 mm	481 409	10 pezzi
	Ø 50 mm	481 400	10 pezzi



Descrizione

- Compresse in Tessuto Non Tessuto a 4 e 6 strati
- Medicomp® Drain: con fenestratura a Y
- Struttura aperta
- Composizione: cellulosa e fibre di poliestere
- Peso: 30 g/m2
- Prive di sostanze leganti e sbiancanti ottici
- Disponibili sia sterili che non sterili
- Latex free

Indicazioni

Medicomp® – Medicomp Extra®

- Per la medicazione generale della ferita
- Come tampone e come compressa per interventi in ambulatorio e nei reparti

Medicomp® Drain

- Per medicazioni delle ferite nel caso di drenaggi, tracheotomie ed estensioni
- Per proteggere cannule e applicazioni speciali

Vantaggi

Medicomp® – Medicomp Extra®

- Molto morbida e assorbente
- Permeabile all'aria
- Non si sfilaccia
- Valida alternativa alle compresse in garza

Medicomp® Drain

- Non richiede taglio supplementare con le forbici
- Non si sfilaccia
- Ideale come strato protettivo sterile intorno a tubicini, sistemi di drenaggio e cateteri



	misure (cm)	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Medicomp® sterili	5 x 5 (buste 2pz)	411 074	50 pezzi
	7,5 x 7,5 (buste 2pz)	411 072	50 pezzi
	10 x 10 (buste 2pz)	411 064	50 pezzi
	10 x 20 (buste 2pz)	411 075	50 pezzi
	5 x 5 (buste 5pz)	411 051	200 pezzi
	7,5 x 7,5 (buste 5pz)	411 052	200 pezzi
	10 x 10 (buste 5pz)	411 053	200 pezzi
Medicomp® non sterili	5 x 5	421 821	100 pezzi
	7,5 x 7,5	421 823	100 pezzi
	10 x 10	421 825	100 pezzi
	10 x 20	421 827	100 pezzi
Medicomp Extra® sterili	5 x 5 (buste 2pz)	411 078	50 pezzi
	10 x 10 (buste 2pz)	411 077	50 pezzi
	10 x 20 (buste 2pz)	411 079	50 pezzi
Medicomp Extra® non sterili	5 x 5	421 831	100 pezzi
	7,5 x 7,5	421 833	100 pezzi
	10 x 10	421 835	100 pezzi
	10 x 20	421 837	100 pezzi
Medicomp Drain® sterili	7,5 x 7,5 (buste 2pz)	421 533	50 pezzi
	10 x 10 (buste 2pz)	421 535	50 pezzi

Compresse pretagliate in cellulosa



Descrizione

- Rotolo di compressa in cellulosa pretagliata pronta per l'uso
- 100% cellulosa, prodotta senza l'utilizzo di cloro
- Bordi perforati sigillati
- Latex-free

Indicazioni

- Per pulire la pelle prima di iniezioni e infusioni
- Per la medicazione di ferite non gravi
- Per disinfezione locale nelle operazioni chirurgiche minori
- Per procedure varie di laboratorio

Vantaggi

- Assorbe rapidamente i liquidi
- Morbido e delicato al contatto
- Ottima stabilità del prodotto garantita dai bordi perforati e sigillati
- È disponibile un pratico dispenser riutilizzabile per un facile e sicuro utilizzo (si raccomanda di pulire e disinfettare il dispenser ad ogni sostituzione del rotolo)



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Pur-Zellin® sterili	4 x 5 cm rotolo 500 pz	143 253	1 pezzo
Pur-Zellin® non sterili	4 x 5 cm rotolo 500 pz	143 213	1 pezzo
Pur-Zellin® box dispenser	-	996 857	1 pezzo

Eycopad®

Compresa oftalmica



Descrizione

- Compresa oftalmica in ovatta di cotone, rivestita in garza idrofila in puro cotone
- Latex free

Indicazioni

- Per bendaggi oculari anche in presenza di secrezioni

Vantaggi

- Molto morbida e soffice, garantisce un eccellente effetto cuscinetto anche per lunghi periodi di utilizzo
- Alta capacità assorbente, indicata anche in presenza di secrezioni
- Non rilascia pulviscolo



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Eycopad® sterili	56 x 70 mm	415 540	25 pezzi
	70 x 85 mm	417 540	25 pezzi
Eycopad® non sterili	56 x 70 mm	415 650	50 pezzi
	70 x 85 mm	417 650	50 pezzi

Zetuvit® - Zetuvit® E

Compresa sterile ad alto potere assorbente



Descrizione

- È composta da morbidi fiocchi di cellulosa
- La parte interna è rivestita con uno strato in cellulosa che permette la distribuzione uniforme dei secreti
- Lo strato di rivestimento a contatto con la ferita è in Tessuto Non Tessuto
- Latex free

Indicazioni

- Per il trattamento delle ferite con secrezioni abbondanti in tutti i campi medici
- Come medicazione secondaria congiuntamente con prodotti tradizionali come ad esempio medicazioni in tulle o materiali idroattivi

Vantaggi

- Lo strato esterno in Tessuto Non Tessuto impedisce che la medicazione si attacchi alla ferita
- Il corpo centrale è altamente assorbente
- Sigillato ad ultrasuoni su tutti i bordi



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Zetuvit® sterile	10 x 10 cm	413 701	25 pezzi
	10 x 20 cm	413 702	25 pezzi
	20 x 20 cm	413 703	15 pezzi
	20 x 40 cm	413 704	5 pezzi
Zetuvit® non sterile	10 x 10 cm	413 801	30 pezzi
	10 x 20 cm	413 802	30 pezzi
	20 x 20 cm	413 803	30 pezzi
	20 x 40 cm	413 804	30 pezzi
Zetuvit® E sterile	10 x 10 cm	413 770	25 pezzi
	10 x 20 cm	413 771	25 pezzi
	15 x 20 cm	413 772	25 pezzi
	15 x 25 cm	413 773	10 pezzi
	20 x 20 cm	413 774	15 pezzi
	20 x 25 cm	413 775	15 pezzi
	20 x 40 cm	413 776	10 pezzi
Zetuvit® E non sterile	10 x 10 cm	413 860	50 pezzi
	10 x 20 cm	413 861	50 pezzi
	15 x 20 cm	413 862	50 pezzi
	15 x 25 cm	413 863	50 pezzi
	20 x 20 cm	413 864	50 pezzi
	20 x 40 cm	413 866	30 pezzi
	10 x 10 cm	413 860	50 pezzi



Andiamo oltre,
per la tua salute



Medicazioni di fissaggio

Nastro di fissaggio in Tessuto Non Tessuto



Descrizione

- Nastro di fissaggio in Tessuto Non Tessuto bianco con struttura perforata ad elevata elasticità
- Adesivo in gomma sintetica, ipoallergenico, distribuito a strisce con tecnologia "Hotmelt"
- Carta di silicone a copertura dell'adesivo con fessura longitudinale ondulata disegnata a quadri da 2 cm²
- Non assorbe i raggi x
- Latex-free

Indicazioni

- Per il fissaggio a piena superficie delle ferite, soprattutto per articolazioni, parti mobili o coniche del corpo
- Per fissare strumenti, sonde, cannule
- Particolarmente adatto a pazienti con pelli sensibili

Vantaggi

- Ottima traspirabilità all'acqua ed al vapore acqueo
- Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e senza lasciare residui
- Elevata elasticità longitudinale e trasversale per permettere applicazioni sicure in parti mobili o coniche del corpo
- Facilità di taglio delle dimensioni desiderate grazie alla carta di silicone disegnata
- Possibilità di sterilizzazione
- Conforme ai test di valutazione biologica UNI EN ISO 10993 relativi all'irritazione e alla sensibilizzazione della cute



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Omnifix® Elastic	10 cm x 2 m	900 601	1 pezzo
	15 cm x 2 m	900 611	1 pezzo
	5 cm x 5 m	900 608	1 pezzo
	5 cm x 10 m	900 602	1 pezzo
	10 cm x 10 m	900 603	1 pezzo
	15 cm x 10 m	900 604	1 pezzo
Omnifix® E	20 cm x 10 m	900 605	1 pezzo
	5 cm x 10 m	900 649	1 pezzo
	10 cm x 10 m	900 650	1 pezzo
	15 cm x 10 m	900 651	1 pezzo
	20 cm x 10 m	900 652	1 pezzo

Omnifilm®

Cerotto in film di polietilene microforato



Descrizione

- Cerotto in nastro trasparente in film di polietilene microforato
- Adesivo in poliacrilato, ipoallergenico
- Materiale antimacchia
- Non assorbe i raggi x
- Latex-free

Indicazioni

- Per il fissaggio di bendaggi e medicazioni di tutti i tipi su pazienti con pelle delicata

Vantaggi

- Ottima traspirabilità all'acqua ed al vapore acqueo grazie alla microforatura
- Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e senza lasciare residui
- Alta resistenza alla trazione
- Facile da strappare sia in senso trasversale che longitudinale
- Non è necessario rimuoverlo in caso di esami radiologici
- Rocchetto in materiale plastico con ali protettive
- Conforme ai test di valutazione biologica UNI EN ISO 10993 relativi all'irritazione e alla sensibilizzazione della cute

	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Omnifilm®	1,25 cm x 5 m	900 433	1 pezzo
	2,5 cm x 5 m	900 434	1 pezzo
	5 cm x 5 m	900 435	1 pezzo



Omniplast®

Cerotto in tela



Descrizione

- Cerotto in nastro di tela in viscosa
- Adesivo in gomma sintetica ipoallergenico, distribuito a strisce con tecnologia "Hotmelt"
- Bordi a zig-zag per facilitare lo strappo trasversale con le mani
- Non assorbe i raggi x
- Color carne e bianco
- Latex-free

Indicazioni

- Per il fissaggio di bendaggi e medicazioni di tutti i tipi su pazienti con pelle normale

Vantaggi

- Ottima traspirabilità all'acqua ed al vapore acqueo grazie alla distribuzione dell'adesivo a strisce
- Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e senza lasciare residui
- Alta resistenza alla trazione
- Facile da strappare sia in senso trasversale che longitudinale
- Non è necessario rimuoverlo in caso di esami radiologici
- Rocchetto in materiale plastico con ali protettive
- Conforme ai test di valutazione biologica UNI EN ISO 10993 relativi all'irritazione e alla sensibilizzazione della cute



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Omniplast®	1,25 cm x 5 m	900 440	1 pezzo
	2,5 cm x 5 m	900 441	1 pezzo
	5 cm x 5 m	900 442	1 pezzo
Omniplast® White	1,25 cm x 5 m	900 444	1 pezzo
	2,5 cm x 5 m	900 445	1 pezzo
	5 cm x 5 m	900 446	1 pezzo

Omnisilk®

Cerotto in seta



Descrizione

- Cerotto in nastro di seta sintetica
- Adesivo in gomma sintetica ipoallergenico, distribuito a strisce con tecnologia "Hotmelt"
- Bordi a zig-zag per facilitare lo strappo trasversale con le mani
- Non assorbe i raggi x
- Latex-free

Indicazioni

- Per il fissaggio di bendaggi e medicazioni di tutti i tipi su parti del corpo delicate e pelli sensibili

Vantaggi

- Ottima traspirabilità all'acqua ed al vapore acqueo grazie alla distribuzione dell'adesivo a strisce
- Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e senza lasciare residui
- Alta resistenza alla trazione
- Facile da strappare sia in senso trasversale (bordi a zig-zag) che longitudinale
- Non è necessario rimuoverlo in caso di esami radiologici
- Rocchetto in materiale plastico con ali protettive
- Conforme ai test di valutazione biologica UNI EN ISO 10993 relativi all'irritazione e alla sensibilizzazione della cute
- Vendibile singolarmente



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Omnisilk®	1,25 cm x 5 m	900 430	1 pezzo
	2,5 cm x 5 m	900 431	1 pezzo
	5 cm x 5 m	900 432	1 pezzo



Descrizione

- Cerotto in nastro di Tessuto Non Tessuto poroso
- Adesivo in gomma sintetica, ipoallergenico, distribuito a strisce con tecnologia "Hotmelt"
- Non assorbe i raggi x
- Latex-free

Indicazioni

- Per il fissaggio di bendaggi e medicazioni di tutti i tipi su parti del corpo delicate e pelli molto sensibili

Vantaggi

- Ottima traspirabilità all'acqua ed al vapore acqueo grazie alla distribuzione dell'adesivo a strisce
- Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e senza lasciare residui
- Alta resistenza alla trazione
- Facile da strappare sia in senso trasversale che longitudinale
- Non è necessario rimuoverlo in caso di esami radiologici
- Rocchetto in materiale plastico con ali protettive
- Conforme ai test di valutazione biologica UNI EN ISO 10993 relativi all'irritazione e alla sensibilizzazione della cute



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Omnipor®	1,25 cm x 5 m	900 436	1 pezzo
	2,5 cm x 5 m	900 437	1 pezzo
	5 cm x 5 m	900 438	1 pezzo
Omnipor® multipack	1,25 cm x 9,2 m	900 545	24 pezzi
	2,50 cm x 9,2 m	900 546	12 pezzi
	5 cm x 9,2 m	900 547	6 pezzi

Medicazioni di fissaggio I.V.

Cosmopor® I.V. transparent

Medicazione di fissaggio I.V. con finestra trasparente



Descrizione

- Medicazione sterile laminata con fenestratura in film di poliuretano
- Medicazione per la copertura e fissaggio di cannule e cateteri venosi
- Con cornice in Tessuto Non Tessuto e finestra trasparente per il controllo del sito d'inserzione
- Dotata di strisce di fissaggio aggiuntivo
- Disponibile in diverse misure, compresa quella pediatrica

Indicazioni

- Copertura e fissaggio di cannule e cateteri venosi

Vantaggi

- Traspirante
- Delicata sulla pelle
- Può essere mantenuta a lungo sulla cute



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Cosmopor IV® Transparent	6 x 5 cm	900 817	100 pezzi
	9 x 7 cm	900 818	100 pezzi
	12 x 10 cm	900 819	50 pezzi

Cosmopor® I.V.

Medicazione per fissaggio aghi e cannule in TNT



Descrizione

- Medicazione adesiva sterile in Tessuto Non Tessuto con taglio trasversale per fissaggio di cannule e aghi
- Con tampone assorbente in viscosa rivestito da una rete in polietilene antiaderente
- Adesivo ipoallergenico in gomma sintetica
- Ogni busta peel-pack contiene un tampone extra per la pulizia della cute
- Radiotrasmittente
- Latex free

Indicazioni

- Per il fissaggio di aghi e cannule

Vantaggi

- Permeabile all'aria e ai vapori, non ostacola le naturali funzioni della cute
- Gli angoli arrotondati impediscono alla medicazione di arrotolarsi
- È altamente dermocompatibile e garantisce una sostituzione atraumatica e senza lasciare residui
- Cosmopor I.V. è una medicazione di fissaggio con pellicole di protezione separate e distinte in modo da permettere un corretto posizionamento, evitando il rischio di contaminazione del sito di inserzione di ago o cannula



	misure	misure tampone	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Cosmopor® I.V.	8 x 6 cm	3,5 x 2 cm	900 805	50



Andiamo oltre,
per la tua salute



Medicazioni post operatorie

Cosmopor® advance

medicazione post-chirurgica



Descrizione

- Medicazione post-chirurgica in soffice Tessuto Non Tessuto
- Tampone assorbente centrale a tre strati con elevata capacità di ritenzione
- Adesivo acrilico ipoallergenico
- Radiotrasparente
- Latex Free

Indicazioni

- Per la protezione di ferite post-chirurgiche o primarie

Vantaggi

- Atraumatico alla rimozione
- Elevata capacità di ritenzione



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Cosmopor® advance	7,2 x 5 cm	901010	25 pezzi
	10 x 6 cm	901011	25 pezzi
	10 x 8 cm	901013	25 pezzi
	15 x 8 cm	901014	25 pezzi
	20 x 10 cm	901015	25 pezzi
	25 x 10 cm	901016	10 pezzi
	35 x 10 cm	901017	10 pezzi
	7,2 x 5 cm	901018	10 pezzi

Hydrofilm® Plus

Pellicola trasparente in poliuretano con tampone centrale



Descrizione

- Medicazione trasparente autoadesiva con inserimento di cuscinetto in TNT
- Componenti: sottile film di poliuretano, cuscinetto in viscosa con rete in polietilene
- Adesivo in poliaccrilato ipoallergenico
- Protegge contro i batteri e l'acqua, traspirante e permeabile ad ossigeno e vapore acqueo
- Impermeabile ai germi, protegge contro infezioni secondarie
- Il cuscinetto centrale ha un'ottima capacità di assorbimento e non aderisce alla ferita
- Latex free

Indicazioni

- Indicato per fissare cannule o cateteri, per proteggere ferite lievemente secernenti o per ferite post-operatorie
- Particolarmente indicato nella fase di epitelizzazione
- Per la prevenzione di lesioni da pressione e per la protezione in fase di arrossamento

Vantaggi

- Ottima adesività
- Il tampone centrale non aderisce alla lesione e quindi è atraumatica al cambio
- Permette di lavarsi e fare la doccia



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Hydrofilm® Plus	5 x 7,2 cm	685 770	5 pezzi
	9 x 10 cm	685 772	5 pezzi
	9 x 15 cm	685 774	5 pezzi
	10 x 20 cm	685 777	5 pezzi
	5 x 7,2 cm	685 771	50 pezzi
	9 x 10 cm	685 773	50 pezzi
	9 x 15 cm	685 775	25 pezzi
	10 x 12 cm	685 776	25 pezzi
	10 x 20 cm	685 778	25 pezzi
	10 x 25 cm	685 779	25 pezzi
	10 x 30 cm	685 780	25 pezzi

Cosmopor® E - Cosmopor® steril

Medicazione post-chirurgica in TNT bianco



Descrizione

- Medicazione post-chirurgica in morbido Tessuto Non Tessuto
- Cuscinetto centrale assorbente in viscosa con strato a contatto con la ferita in polietilene che impedisce alla medicazione di aderire alla ferita
- Adesivo in gomma sintetica ipoallergenico
- Radiotrasparente
- Latex-free


Indicazioni

- Per medicazione post chirurgica: assorbente e delicata sulla pelle
- Per ferite o lesioni non gravi che necessitano di una medicazione sterile

Vantaggi

- Traspirabile all'aria, al vapore e impermeabile ai liquidi
- Adesione sicura
- Rimozione senza residui di colla sulla pelle
- Gli angoli arrotondati impediscono alla medicazione di arrotolarsi su sé stessa
- La carta siliconata a protezione dell'adesivo, grazie al particolare accorgimento di sovrapposizione, permette la gestione di Cosmopor E con i guanti, senza che si attacchino alla medicazione

Ideale anche per applicazioni prolungate grazie agli angoli arrotondati che impediscono alla medicazione di arrotolarsi



- Ottima **traspirabilità all'acqua ed al vapore acqueo**
- **Sterile**, minimo rischio di contaminazione
- Non assorbe i raggi X

- **Delicato** sulla pelle
- Ottima **adattabilità** sulle diverse parti del corpo
- **Aderisce** con sicurezza e si rimuove **senza dolore e senza lasciare residui**

- Cuscinetto centrale ad alto potere **assorbente**
- **Protegge** la ferita



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Cosmopor® Esterile	7,2 x 5 cm	900 870	50 pezzi
	10 x 6 cm	900 871	25 pezzi
	15 x 6 cm	900 872	25 pezzi
	10 x 8 cm	900 873	25 pezzi
	15 x 8 cm	900 874	25 pezzi
	20 x 8 cm	900 875	25 pezzi
	20 x 10 cm	900 876	25 pezzi
	25 x 10 cm	900 877	25 pezzi
	35 x 10 cm	900 878	25 pezzi
	7,2 x 5 cm	900 891	10 pezzi
	10 x 8 cm	900 893	10 pezzi
	15 x 9 cm	900 899	10 pezzi
	20 x 10 cm	900 895	10 pezzi
Cosmopor® steril	7,2 cm x 5 cm	900 800	50
	10 cm x 6 cm	900 802	25
	15 cm x 6 cm	900 804	25
	10 cm x 8 cm	900 806	25
	15 cm x 8 cm	900 808	25
	20 cm x 8 cm	900 810	25
	20 cm x 10 cm	900 812	25
	25 cm x 10 cm	900 814	25
	35 cm x 10 cm	900 816	25

Cerotto in strisce da sutura sterile in Tessuto Non Tessuto



Descrizione

- Strisce adesive di sutura in Tessuto Non Tessuto cardato in poliestere/poliammide color carne
- Adesivo in poliacrilato ipoallergenico
- Angoli arrotondati
- Radiotrasparente
- Latex free

Indicazioni

- Per la chiusura atraumatica di piccole ferite e di incisioni chirurgiche (ferite a guarigione spontanea)
- Per diminuire la trazione esercitata sui bordi della ferita in presenza di punti di sutura o di graffette chirurgiche, oppure per stabilizzare la cicatrice neoformata dopo la loro rimozione

Vantaggi

- Ottima traspirabilità all'aria e al vapore acqueo
- Aderisce con sicurezza, unisce perfettamente i bordi della ferita, ma si rimuove senza causare dolore e senza lasciare residui
- Gli angoli arrotondati impediscono al cerotto di arrotolarsi anche dopo un periodo di applicazione prolungato



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Omnistrip®	3 x 76 mm	540 681	50 x 5 strip
	6 x 38 mm	540 682	50 x 6 strip
	6 x 76 mm	540 683	50 x 3 strip
	6 x 101 mm	540 684	50 x 2x5 strip
	12 x 101 mm	540 685	50 x 2x3 strip
	25 x 217 mm	540 686	50 x 2x2 strip

Medicazioni per piccole ferite

DermaPlast® Universal

Cerotto in strip



Descrizione

- Cerotto in strip con supporto idrorepellente in film di polietilene microperforato
- Cuscinetto assorbente in laminato di viscosa con strato esterno in polipropilene perforato antiaderente
- Adesivo sintetico ipoallergenico distribuito a strisce
- Color carne
- Radiotrasparente
- Latex free

Indicazioni

- Cura di piccole ferite

Vantaggi

- Lo strato a contatto con la ferita impedisce che il cerotto si attacchi alla ferita stessa
- L'adesivo distribuito a strisce con tecnologia "Hotmelt" consente alti valori di traspirabilità all'aria e al vapore acqueo
- Ha una buona tenuta adesiva, ma si rimuove senza causare dolore e senza lasciare residui

	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
DermaPlast® Universal	19 mm x 72 mm	535 151	100 pezzi
strip	25 mm x 72 mm	535 152	100 pezzi

Cerotto in striscia



Descrizione

- Cerotti in striscia
- Cuscinetto centrale altamente assorbente e antiaderente
- Adesivo sintetico ipoallergenico distribuito a strisce
- Color carne
- Radiotrasparenti
- Latex free

Indicazioni

- Cura di piccole ferire

Vantaggi

- Altamente traspiranti
- Non aderiscono alla ferita
- Aderiscono con sicurezza, ma assicurano al tempo stesso una rimozione atraumatica e senza residui
- Possono essere ritagliati a seconda dell'esigenza e sono adattabili alle diverse parti del corpo e tipi di lesione
- L'applicazione è semplice e igienica, grazie all'apertura peel-paper
- Confezionamento in pratici dispenser



DermaPlast® textile elastic

Cerotto in tessuto particolarmente elastico e conformabile, ideale per parti coniche del corpo e articolazioni.



DermaPlast® sensitive

Cerotto in morbido Tessuto Non Tessuto per pelli particolarmente sensibili.



DermaPlast® classic

Cerotto in tessuto elastico e resistente, offre traspirabilità e protezione.

	codice	misure	pezzi per confezione	confezioni per cartone
DermaPlast® textile elastic	535 251	4 cm x 5 m	1	32
	535 261	6 cm x 5 m	1	32
	535 271	8 cm x 5 m	1	24
DermaPlast® sensitive	535 351	4 cm x 5 m	1	32
	535 361	6 cm x 5 m	1	32
	535 371	8 cm x 5 m	1	24
DermaPlast® classic	535 051	4 cm x 5 m	1	32
	535 061	6 cm x 5 m	1	32
	535 071	8 cm x 5 m	1	24



Andiamo oltre,
per la tua salute



BENDE

	FISSAGGIO	PATOLOGIE ACUTE / TRAUMI	PATOLOGIE CRONICHE	
			FLEBOLOGIA	LINFOLOGIA
PEHA HAFT	✓	✓	✓	✓
PEHA MULBINDE	✓			
PEHA FIX	✓			
PEHA LASTOTEL	✓	✓	✓	
STULPA	✓			
ROLTA SOFT		✓	✓	✓
LASTODUR STRONG			✓	
LASTODUR SOFT			✓	
PUTTERBINDE			✓	✓
PUTTER HAFT			✓	✓
IDEALAST HAFT		✓	✓	
IDEALAST HAFT	✓	✓	✓	
IDEALBINDE	✓	✓	✓	
IDEALFLEX	✓	✓	✓	
IDEALFLEX UNIVERSAL	✓	✓		
COVERFLEX GRIP	✓	✓		
IDEALAST HAFT COLOR	✓	✓		
OMNITAPE		✓		
VAROLAST PLUS		✓	✓	

Bende di fissaggio

Peha-Mullbinden®

Benda di fissaggio in garza orlata



Descrizione

- Benda di fissaggio in garza orlata
- Componenti: cotone, viscosa
- Garza orlata 20 fili con bordi tessuti
- Anelastica
- Latex free

Indicazioni

- Per fissare medicazioni di ogni tipo

Vantaggi

- Sterilizzabile in autoclave a 134° C

Conservazione

- Conservare in luogo asciutto e ben aerato.

	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Peha-Mullbinden® single	4 cm x 4 m	304 040	1 pezzo
	6 cm x 4 m	304 041	1 pezzo
	8 cm x 4 m	304 042	1 pezzo
	10 cm x 4 m	304 043	1 pezzo
	12 cm x 4 m	304 044	1 pezzo
Peha-Mullbinden® sfuse	4 cm x 4 m	304 050	20 pezzi
	6 cm x 4 m	304 051	20 pezzi
	8 cm x 4 m	304 052	20 pezzi
	10 cm x 4 m	304 053	20 pezzi
	12 cm x 4 m	304 054	20 pezzi
	15 cm x 4 m	304 055	20 pezzi



Benda coesiva di fissaggio



Descrizione

- Benda elastica coesiva di fissaggio
- Componenti: viscosa, cotone, poliammide
- Estensibilità: 85%
- Colore: bianco
- Orli non tramati
- Leggera e ad alta traspirabilità
- Effetto coesivo su entrambi i lati
- Sbiancata senza utilizzo di cloro
- Latex free

Indicazioni

- Bendaggio flebologico
- Bendaggio linfologico
- Bendaggio ortopedico
- Per bendaggi di fissaggio di qualsiasi tipo
- Indicata per parti coniche del corpo
- Adatta a fissaggio di materiale di protezione, cannule, ecc.
- Utilizzo specifico anche per pediatria

Vantaggi

- Sterilizzabile
- Latex free, quindi utilizzabile anche su pazienti allergici
- Sono sufficienti pochi giri di benda per ottenere un fissaggio sicuro e duraturo
- Alta percentuale di fibre naturali
- Delicata e confortevole sulla pelle
- Non cede e non scivola anche se applicata su superfici o parti "difficili" del corpo

Conservazione

- Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in imballo originale ad una temperatura di circa 25 C° e lontano da fonti luminose.



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Peha-haft® latex free lunghezza 4 m	2,5 cm x 4 m	932 452	8 pezzi
	4 cm x 4 m	932 441	1 pezzo
	6 cm x 4 m	932 442	1 pezzo
	8 cm x 4 m	932 443	1 pezzo
	10 cm x 4 m	932 444	1 pezzo
	12 cm x 4 m	932 445	1 pezzo
Peha-haft® latex free lunghezza 20 m	4 cm x 20 m	932 446	1 pezzo
	6 cm x 20 m	932 447	1 pezzo
	6 cm x 20 m	932 437	6 pezzi
	8 cm x 20 m	932 448	1 pezzo
	8 cm x 20 m	932 438	6 pezzi
	10 cm x 20 m	932 449	1 pezzo
	10 cm x 20 m	932 439	6 pezzi
	12 cm x 20 m	932 450	1 pezzo



Benda di fissaggio a trama fitta



Descrizione

- Benda di fissaggio altamente elastica
- Componenti: poliammide, viscosa
- Estensibilità: circa 140%
- Morbida e traspirante
- Colore: bianco
- Latex free

Indicazioni

- Per bendaggi di fissaggio di qualsiasi tipo
- Particolarmente indicata per articolazioni e parti coniche del corpo
- Per tromboflebiti

Vantaggi

- Sterilizzabile a vapore
- Ottimo grip
- Fissaggio sicuro anche in parti difficili del corpo
- Disponibile in varie misure e confezioni
- Confezioni compatte, per ridurre il volume di stoccaggio
- Di facile applicazione

Conservazione

- Conservare in luogo asciutto e ben aerato.



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Lastotel® singole	4 cm x 4 m	310 100	1 pezzo
	6 cm x 4 m	310 101	1 pezzo
	8 cm x 4 m	310 102	1 pezzo
	10 cm x 4 m	310 103	1 pezzo
	12 cm x 4 m	310 104	1 pezzo
Lastotel® sfuse	4 cm x 4 m	310 110	20 pezzi
	6 cm x 4 m	310 111	20 pezzi
	8 cm x 4 m	310 112	20 pezzi
	10 cm x 4 m	310 113	20 pezzi
	12 cm x 4 m	310 114	20 pezzi

Peha-fix®

Benda di fissaggio a trama larga



Descrizione

- Benda di fissaggio altamente elastica
- Componenti: viscosa, poliammide
- Estensibilità: 160%
- Alta traspirabilità
- Latex free

Indicazioni

- Per bendaggi di fissaggio di qualsiasi tipo
- Particolarmente indicata per articolazioni e parti coniche del corpo

Vantaggi

- Sterilizzabile
- Leggera, tramatura molto larga del tessuto
- Applicazione facile e veloce su tutte le parti del corpo
- Sono sufficienti pochi giri per fissare la medicazione
- Ogni giro di bende aderisce bene, evitando lo scivolamento
- Non esiste rischio di effetto laccio, se applicata con correttezza

Conservazione

- Conservare in luogo asciutto e ben aerato.



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Peha-Fix®	4 cm x 4 m	303 075	20 pezzi
	6 cm x 4 m	303 076	20 pezzi
	8 cm x 4 m	303 077	20 pezzi
	10 cm x 4 m	303 078	20 pezzi
	12 cm x 4 m	303 079	20 pezzi
Peha-Fix® (confezione singola)	4 cm x 4 m	303 070	1 pezzo
	6 cm x 4 m	303 071	1 pezzo
	8 cm x 4 m	303 072	1 pezzo
	10 cm x 4 m	303 073	1 pezzo
	12 cm x 4 m	303 074	1 pezzo



Descrizione

- Benda tubolare tessuta senza cuciture
- Componenti: viscosa, cotone
- Estensibilità data dalla trama del tessuto
- Facilmente applicabile
- 9 taglie da cm 1,5 a cm 24 di larghezza
- Colore: bianco
- Latex free

Indicazioni

- Per fissaggio di qualsiasi tipo
- Come salvapelle sotto bendaggi all'ossido di zinco o gessati
- Come imbottitura per bendaggi a otto sulle spalle
- Per coprire stecche o imbottiture

Vantaggi

- Di facile e veloce applicazione su tutte le parti del corpo
- Ampia gamma
- Può essere tagliata ovunque senza provocare sfilacciate
- Protegge pelli sensibili, irritate o con presenza di lesioni
- Non limita il movimento a livello delle articolazioni
- Bendaggio duraturo



	n. misura	indicazione	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Stülpa® rotolo da 15 m	0 R	dita	1,5 cm x 15 m	427 110	1 pezzo
	1 R	dita, mano	2,15 cm x 15 m	427 111	1 pezzo
	2 R	braccio	6 cm x 15 m	427 112	1 pezzo
	3 R	piede, gamba	8 cm x 15 m	427 113	1 pezzo
	4 R	testa, gamba	10 cm x 15 m	427 114	1 pezzo
Stülpa® rotolo da 6 m	5 R	torace	12 cm x 15 m	427 115	1 pezzo
	6 R	torace	17 cm x 6 m	427 146	1 pezzo
	7 R	torace, gamba	21 cm x 6 m	427 147	1 pezzo
	8 R	torace	24 cm x 6 m	427 148	1 pezzo

Bende di protezione

Rolta soft®

Benda da imbottitura in ovatta sintetica



Descrizione

- Benda da imbottitura
- Componenti: fibre di poliestere
- Latex free

Indicazioni

- Ideale per imbottiture sotto gesso
- Per utilizzo sotto fasciature di sostegno e bendaggi elastocompressivi
- Può essere utilizzata in combinazione con garze grasse

Vantaggi

- Sterilizzabile
- Facilmente modellabile
- Si può strappare con le mani
- Assicura un'alta protezione anche se sottoposta a stress meccanico e a liquidi

Conservazione

- Conservare in luogo asciutto, ben aerato e lontano da fonti luminose



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Rolta soft®	6 cm x 3 m	932 048	50 pezzi
	10 cm x 3 m	932 049	30 pezzi
	15 cm x 3 m	932 050	20 pezzi
	25 cm x 3 m	932 051	10 pezzi

Bende compressive

Lastodur® strong

Benda elastica compressiva a lunga estensibilità



Descrizione

- Benda compressiva forte a lunga estensibilità, permanentemente elastica
- Componenti: cotone, poliammide, poliuretano
- Estensibilità: 180%
- Colore: carne
- Produce un costante effetto compressivo sul sistema venoso superficiale
- Latex free

Indicazioni

- Per una compressione forte
- In seguito a sclerosi venosa
- Per edema venoso acuto e cronico
- Per il trattamento delle ulcere venose

- Per tromboflebiti
- Come bendaggio di supporto in lesioni muscolo-scheletriche

Vantaggi

- Lavabile e sterilizzabile
- Riutilizzabile
- Permeabile all'aria
- Delicata sulla pelle
- Forte compressione di riposo

Conservazione

- Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in imballo originale.



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Lastodur® strong	6 cm x 7m	931 663	1 pezzo
	8 cm x 7m	931 664	1 pezzo
	10 cm x 7m	931 665	1 pezzo
	12 cm x 7m	931 666	1 pezzo
	20 cm x 7m	931 668	1 pezzo
	10 cm x 14 m	931 629	1 pezzo
	6 cm x 7m	931 631	10 pezzi
	8 cm x 7m	931 632	10 pezzi
	10 cm x 7m	931 633	10 pezzi
	12 cm x 7m	931 634	10 pezzi

Lastodur® soft

Benda elastica compressiva leggera a lunga estensibilità



Descrizione

- Benda compressiva leggera a lunga estensibilità, permanentemente elastica
- Componenti: cotone, poliammide, elasthan
- Estensibilità: 170%
- Colore: carne
- Produce un costante effetto compressivo sul sistema venoso superficiale
- Latex free

Indicazioni

- Per una compressione media
- In seguito a sclerosi venosa
- Post edema acuto e cronico
- Per il trattamento delle ulcere venose
- Per tromboflebiti

Vantaggi

- Lavabile e sterilizzabile
- Riutilizzabile
- Permeabile all'aria
- Delicata sulla pelle

Conservazione

- Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in imballo originale ad una temperatura di circa 25 °C e lontano da fonti luminose.



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Lastodur® soft	6 cm x 7m	931 653	1 pezzo
	8 cm x 7m	931 654	1 pezzo
	10 cm x 7m	931 655	1 pezzo
	12 cm x 7m	931 656	1 pezzo
	6 cm x 7m	931 635	10 pezzi
	8 cm x 7m	931 636	10 pezzi
	10 cm x 7m	931 637	10 pezzi
	12 cm X 7m	931 638	10 pezzi

Pütterbinde®

Benda compressiva in cotone a corta estensibilità



Descrizione

- Benda compressiva a corta estensibilità
- Benda ad alto stiffness
- Componenti: cotone
- Estensibilità: 90% ca.
- Colore: carne
- Produce forte pressione di lavoro e una bassa pressione di riposo
- Bendaggio compressivo estremamente durevole
- Latex free

Indicazioni

- In seguito a sclerosi venosa
- Per edema venoso acuto e cronico
- Per ulcere venose
- Per tromboflebiti

Vantaggi

- Lavabile in lavatrice fino a 95 °C e sterilizzabile
- Permeabile all'aria
- Delicata sulla pelle
- Riutilizzabile
- Nome e istruzioni d'uso stampati sul bordo della benda
- Un effetto terapeutico positivo influenza il sistema venoso sub fasciale

Conservazione

- Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in imballo originale , a circa 25 °C.



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Pütterbinde®	6 cm x 5 m	931 807	1 pezzo
	8 cm x 5 m	931 808	1 pezzo
	8 cm x 5 m	931 814	10 pezzi
	10 cm x 5 m	931 810	1 pezzo
	10 cm x 5 m	931 815	10 pezzi
	12 cm x 5 m	931 812	1 pezzo

Benda compressiva coesiva a corta estensibilità



Descrizione

- Benda coesiva a corta estensibilità
- Benda ad alto stiffness
- Componenti: cotone
- Estensibilità: 60% ca.
- Colore: carne
- Orli non tramati
- Produce alta pressione di lavoro, bassa pressione di riposo
- Latex free

Indicazioni

- Per una compressione forte
- Per la prevenzione e il mantenimento del trattamento dell'insufficienza venosa
- Come benda di supporto e contenzione per lesioni muscolo-scheletriche
- Per fissare splint o docce gessate

Vantaggi

- Sterilizzabile
- Non scivola
- Ottima adesione di ogni giro di benda
- Delicata sulla pelle e ben tollerata anche da soggetti con pelli sensibili
- Non è necessario proteggere la pelle prima dell'applicazione
- Permeabile all'aria
- Permette una termoregolazione e quindi si riduce il rischio di macerazione
- Facile da utilizzare

Conservazione

- Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in imballo originale ad una temperatura di circa 25 C° e lontano da fonti luminose.

	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Pütter-haft®	6 cm x 5 m	931 840	1 pezzo
	8 cm x 5 m	931 841	1 pezzo
	10 cm x 5 m	931 842	1 pezzo
	12 cm x 5 m	931 843	1 pezzo
	20 cm x 7 m	931 845	1 pezzo

Bende di supporto e funzionali

Idealast® haft

Benda coesiva elastica a media estensibilità



Descrizione

- Benda coesiva permanentemente elastica
- Componenti: cotone, poliammide, poliuretano
- Estensibilità: 90%
- Colore: bianco
- Non aderisce alla pelle, ai capelli o ai tessuti
- Impregnatura porosa di lattice su entrambi i lati

Indicazioni

- Indicata dove si necessita di una compressione moderata
- Per la prevenzione e trattamento dell'insufficienza venosa
- Come fasciatura di supporto e sollievo nei traumi muscolo-scheletrici
- Come benda sportiva
- Come fissaggio per medicazioni, con effetto

compressivo

- Per il fissaggio di docce o stecche
- Per soggetti che non tollerano bendaggi adesivi

Vantaggi

- Sterilizzabile e lavabile
- Riutilizzabile
- Elasticità costante anche dopo usi ripetuti
- Facile da applicare, non scivola
- Piacevole da indossare, delicata sulla pelle
- È possibile raggiungere pressioni significative
- Permette una termoregolazione e quindi si riduce il rischio di macerazione

Conservazione

- Conservare in luogo asciutto e ben aerato, lontano da fonti di calore.

	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Idealast® haft	6 cm x 10 m	931 114	1 pezzo
	8 cm x 10 m	931 115	1 pezzo
	10 cm x 10 m	931 116	1 pezzo
	12 cm x 10 m	931 117	1 pezzo
	6 cm x 4 m	931 110	1 pezzo
	8 cm x 4 m	931 111	1 pezzo
	10 cm x 4 m	931 112	1 pezzo
	12 cm x 4 m	931 113	1 pezzo

Benda elastica a corta estensibilità



Descrizione

- Benda Ideal elastica a corta estensibilità
- Componenti: cotone
- Estensibilità: 90% con effetto compressivo
- Latex free

Indicazioni

- Come bendaggio di supporto e sollievo nei traumi muscolo-scheletrici
- Come benda sportiva
- Per edemi cronici venosi ostruttivi
- Per la profilassi e il trattamento di patologie venose
- Per la profilassi pre, intra e post operatoria
- Per il fissaggio di docce o stecche gessate

Vantaggi

- Lavabile e sterilizzabile
- L'elasticità eventualmente persa durante l'uso si recupera con il lavaggio.
- Permeabile all'aria
- Indicata per diverse applicazioni
- Non viene tinta o sbiancata durante la lavorazione

Conservazione

- Conservare in luogo asciutto, in imballo originale, ad una temperatura di circa 25 °C e lontano da fonti luminose.



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Idealbinde® singole con graffette	6 cm x 5 m	931 755	1 pezzo
	8 cm x 5 m	931 756	1 pezzo
	10 cm x 5 m	931 757	1 pezzo
	12 cm x 5 m	931 758	1 pezzo
	15 cm x 5 m	931 759	1 pezzo
	20 cm x 5 m	931 760	1 pezzo
	30 cm x 5 m	931 761	1 pezzo

Idealflex® Universal

Benda elastica di supporto a media estensibilità



Descrizione

- Benda elastica di supporto leggera
- Componenti: cotone, poliammide, elastan
- Estensibilità: 85%
- Colore: bianco
- Latex free

Indicazioni

- Da utilizzare quando si necessita di una compressione moderata
- Come bendaggio di supporto o sollievo per traumi muscolo-scheletrici
- Come benda sportiva
- Per il fissaggio di medicazioni, docce o stecche

Vantaggi

- Lavabile e sterilizzabile
- Riutilizzabile
- Economica
- Conformabile

Conservazione

- Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in imballo originale, ad una temperatura di circa 25 °C.



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Idealflex® Universal	6 cm x 5 m	931 271	10 pezzi
	8 cm x 5 m	931 272	10 pezzi
	10 cm x 5 m	931 273	10 pezzi
	12 cm x 5 m	931 274	10 pezzi
	15 cm x 5 m	931 275	10 pezzi
	20 cm x 5 m	931 276	10 pezzi

Benda elastica di supporto



Descrizione

- Benda permanentemente elastica a corta estensibilità
- Componenti: poliestere, cotone, viscosa
- Estensibilità: 90%
- Latex free

Indicazioni

- Come bendaggio di supporto e sollievo nei traumi muscolo-scheletrici
- Come benda sportiva
- Come fissaggio per medicazioni con leggero effetto compressivo
- Per il fissaggio di docce o stecche gessate

Vantaggi

- Lavabile e sterilizzabile
- Riutilizzabile
- Indicata per diverse applicazioni
- Conformabile

Conservazione

- Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in imballo originale.

	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Idealflex®	6 cm x 5 m	931 283	10 pezzi
	8 cm x 5 m	931 284	10 pezzi
	10 cm x 5 m	931 285	10 pezzi
	12 cm x 5 m	931 286	10 pezzi
	15 cm x 5 m	931 287	10 pezzi
	20 cm x 5 m	931 288	10 pezzi

Coverflex® grip

benda tubolare elastic



Descrizione

- Benda tubolare a elasticità permanente
- Realizzata in cotone, poliammide ed elastane
- Estensibilità trasversale elevata
- Radiotrasparente
- Latex Free

Indicazioni

- Per fasciature di sostegno protezione e fissaggio di medicazioni

Vantaggi

- Semplice e veloce da applicare
- Rimane in sede senza scivolare

	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Coverflex® grip	Mis A (4,2 cm x 10m)	931 065	1 pezzo
	Mis B (6,25 cm x 10m)	931 066	1 pezzo
	MIS C (6,75 cm x 10m)	931 067	1 pezzo
	Mis D (7,5 cm x 10m)	931 068	1 pezzo
	Mis E (8,75 cm x 10 m)	931 069	1 pezzo
	Mis F (10 cm x 10 m)	931 070	1 pezzo
	Mis G (12 cm x 10m)	931 071	1 pezzo
	Mis J (17,5 cm x 10m)	931 072	1 pezzo
	Mis K (21,5 cm x 10m)	931 073	1 pezzo
	Mis L (32,5 cm x 10m)	931 074	1 pezzo
	Mis M (37,5 cm x 10m)	931 075	1 pezzo

Idealast®-haft Color

Benda coesiva permanentemente elastica



Descrizione

- Benda coesiva, permanentemente elastica, a corta trazione
- Componenti: cotone, poliammide, elasthan
- Estensibilità: 90% ca
- Effetto coesivo su entrambi i lati
- Colore: rosso, blu
- Latex-free

Indicazioni

- Ideale come benda sportiva
- Benda di supporto per traumi muscolo scheletrici
- Come benda per l'esercizio di compressioni moderate
- Per fissare docce o stecche
- Per proteggere ogni tipo di bendaggio finito

Vantaggi

- Nuova versione senza lattice: può quindi essere applicata anche su pazienti allergici
- Sterilizzabile
- Permeabile all'aria
- Radiotrasparente
- Previene la macerazione della pelle
- Non perde elasticità durante l'uso

Conservazione

- Conservare in luogo fresco e ben aerato, lontano da fonti di calore.



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Idealast® haft Color colore blu	4 cm x 4 m	931 090	1 pezzo
	6 cm x 4 m	931 091	1 pezzo
	8 cm x 4 m	931 092	1 pezzo
	10 cm x 4 m	931 093	1 pezzo
Idealast® haft Color colore rosso	4 cm x 4 m	931 095	1 pezzo
	6 cm x 4 m	931 096	1 pezzo
	8 cm x 4 m	931 097	1 pezzo
	10 cm x 4 m	931 098	1 pezzo
Idealast® haft Color Assortite (5 color rosso + 5 color blu)	4 cm x 4 m	931 100	10 pezzi
	6 cm x 4 m	931 101	10 pezzi
	8 cm x 4 m	931 102	10 pezzi
	10 cm x 4 m	931 103	10 pezzi

Omnitape®

Nastro adesivo anelastico per taping



Descrizione

- Nastro adesivo di fissaggio, anelastico
- Componenti: viscosa
- Strato adesivo in zinco e caucciù ipoallergenico
- Colore: bianco

Indicazioni

- Fasciature funzionali
- Fissaggio articolazioni in presenza di lesioni ai legamenti
- Trattamento conservativo di lussazioni
- Profilassi e recupero funzionale nella medicina dello sport

Vantaggi

- Tessuto di supporto estremamente resistente alla trazione
- Elevata adesività
- Il nastro può essere tagliato facilmente con le mani grazie ai bordi seghettati
- Altrettanto facilmente può essere tagliato in senso longitudinale così da permettere rapide modifiche.

Conservazione

- Conservare in ambiente asciutto, lontano da fonti luminose e a temperatura non superiore a 25 °C



	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Omnitape®	2 cm x 10 m	500 058	1 pezzo
	3,75 cm x 10 m	500 059	1 pezzo
	5 cm x 10 m	500 060	1 pezzo

Bende impregnate

Varolast® plus

Benda all'ossido di zinco



Descrizione

- Benda leggermente elastica in senso longitudinale (inferiore al 90%, limite al di sotto del quale le bende sono considerate anelastiche), arricchita da una morbida pasta all'ossido di zinco, pronta all'uso
- Componenti: cotone, poliammide
- Colore: bianco
- Involucro esterno in alluminio termosaldato
- Latex free

Indicazioni

- Nelle ulcere venose ed in caso di dermatiti asciutte da ristagno del flusso ematico
- Nelle trombosi subacute e croniche
- Nel trattamento di distorsioni, lussazioni e dopo la rimozione del gesso

Vantaggi

- Effettiva riduzione dell'edema
- Estremamente malleabile
- Facile applicazione con tensione costante
- Fornisce una compressione adeguata riducendo al massimo la costrizione
- Facile applicazione anche su distretti anatomici particolari quali gomiti, caviglie e ginocchia
- Effetto compressivo anche per il sistema venoso profondo

Conservazione

- Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti luminose e di calore, ad una temperatura non superiore a 25°C.

	misure	codice	pezzi per Unità di Vendita / Confezione
Varolast® plus	8 cm x 5 m	931 582	1 pezzo
	8 cm x 5 m	931 589	16 pezzi
	10 cm x 7 m	931 583	1 pezzo
	10 cm x 7 m	931 587	20 pezzi
	10 cm x 10 m	931 585	1 pezzo
	10 cm x 10 m	931 588	20 pezzi



Andiamo oltre,
per la tua salute



Cura della cute e Igiene delle mani

Prodotti per la detersione, la protezione e la cura della pelle



LA PELLE MATURA HA BISOGNO DI CURE SPECIFICHE

La funzione barriera della pelle diventa più vulnerabile e fragile nel tempo. Nelle persone anziane anche lievi danni della cute richiedono più tempo per essere riparati. I nostri ricercatori hanno identificato alcuni componenti e sostanze naturali che nutrono, proteggono e riparano la pelle matura, soprattutto se esposta a incontinenza.

DETERGERE PROTEGGERE IDRATARE

- ✗ Senza parabeni
- ✗ Senza siliconi
- ✓ **Dermatologicamente testato**




Nutriskin Protection Complex: un aiuto per la funzione barriera della pelle.

Il Nutriskin Protection Complex è composto di ingredienti naturali di alta qualità con una notevole efficacia biologica:

Acidi grassi essenziali

- Inibiscono la proliferazione batterica
- Forniscono un'azione antinfiammatoria
- Sono importanti per la funzione di barriera naturale della pelle



Aminoacidi

- Sono componenti naturali del mantello acido protettivo della pelle
- Favoriscono l'idratazione della cute

Olio di mandorla

- Emolliente naturale
- Fornisce un apporto di nutrienti e lipidi che supportano la rigenerazione cutanea

Creatina

- Supporta i naturali meccanismi protettivi della pelle
- Fornisce energia alla pelle

Detergere con MoliCare Skin

Igiene senza risciacquo

“Una detersione gentile, senza risciacquo, è efficace ed aiuta la pelle a mantenere le sue naturali barriere protettive!”*

Perché la pelle soggetta ad incontinenza dovrebbe essere detergita senza risciacquo?

1. Perché è delicata e incline alle macerazioni che la rendono molto più vulnerabile agli agenti esterni
2. Perché è provato che detergere la cute con acqua aumenta il rischio di infezioni*
3. Per mantenere il pH acido e prevenire così gli arrossamenti



Salviette imbevute

- per una pulizia rapida e pratica delle parti intime nei casi di incontinenza;
- senza alcool;
- 50 salviette morbidity in formato maxi (200 x 300 mm).

Schiuma detergente

- per una pulizia rapida e delicata di parti estremamente sporche a causa dell'incontinenza;
- con creatina, per favorire il naturale meccanismo protettivo della pelle;
- sistema brevettato per la neutralizzazione dei cattivi odori.

Manopole per bagno completo

- kit di 8 manopole per il bagno completo del paziente allettato;
- riscaldabili al microonde per una pulizia più profonda;
- risparmio di tempo per l'operatore rispetto ad altri metodi di pulizia.

	prodotto	formato/quantità	codice	pezzi per confezione	confezione per cartone	EAN
	Salviette imbevute	20 x 30 cm	995 038	50 pezzi	12 conf.	4 052199 261119
	Schiuma detergente	400 ml	995 081	1 pezzo	12 conf.	4 052199 260969
	Manopole per bagno completo	17 x 24 cm	995 083	8 pezzi	24 conf.	4 052199 261195

* J Wound Ostomy Continence Nurs. 2007 Mar-Apr;34(2):143-52; discussion 152. An economic evaluation of four skin damage prevention regimens in nursing home residents with incontinence: economics of skin damage prevention. Bliss DZ1, Zehrer C, Savik K, Smith G, Hedblom E.

Detergere con MoliCare Skin

Igiene tradizionale



Pulizia accurata ma rispettosa della cute

Tutti i nostri prodotti detergenti sono pensati per pulire in profondità le pelli mature, evitando che vengano ulteriormente danneggiate. I componenti agiscono in modo così delicato sulla cute da rendere possibile l'utilizzo dei prodotti MoliCare Skin ogni giorno in tutta tranquillità.



Detergente liquido


- per una pulizia delicata delle pelli mature irritate a causa dell'incontinenza o di una degenza prolungata;
- azione idratante grazie al pantenolo;
- sistema brevettato per la neutralizzazione dei cattivi odori;
- con erogatore a pompa per un utilizzo più facile con una sola mano.

Bagno schiuma

- per un bagno delicato;
- adatto alle pelli mature irritate a causa dell'incontinenza o di una degenza prolungata;
- azione idratante grazie al pantenolo.

Shampoo

- per una pulizia delicata del cuoio capelluto e dei capelli secchi e delicati;
- pulizia profonda anche in caso di lavaggi poco frequenti;
- azione idratante grazie al pantenolo
- con erogatore a pompa per un utilizzo più facile con una sola mano.

	prodotto	formato/quantità	codice	pezzi per confezione	confezione per cartone	EAN
	Detergente liquido	500 ml	995 080	1 pezzo	12 conf.	4 052199 260877
	Bagno schiuma	500 ml	995 015	1 pezzo	12 conf.	4 052199 260990
	Shampoo	500 ml	995 017	1 pezzo	12 conf.	4 052199 261058

“La protezione della pelle può ridurre il rischio di dermatite da incontinenza fino al 27%”*

I prodotti professionali per la protezione della cute MoliCare Skin forniscono alla pelle i nutrienti necessari per rafforzare il film idrolipidico e amplificarne la capacità di rigenerazione.



SKINTEGRITY
NON RIDUCE LA CAPACITÀ ASSORBENTE DEI PRODOTTI PER INCONTINENZA.



Crema protettiva all'Ossido di Zinco

- protegge la pelle irritata da sostanze dannose;
- crea un velo protettivo;
- con creatina e ossido di zinco;
- sistema brevettato per la neutralizzazione dei cattivi odori;
- Nutriskin Protection Complex.
- contiene 20% ossido di zinco.



Crema barriera trasparente

- protegge le aree cutanee sensibili dall'azione di sostanze che le possono danneggiare;
- forma una barriera protettiva trasparente;
- senza ossido di zinco;
- con principi attivi: creatine, bisabolol, Hamamelis;
- emulsione acqua in olio in acqua;
- favorisce il naturale meccanismo di difesa dell'epidermide;
- sistema brevettato per la neutralizzazione dei cattivi odori;
- Nutriskin Protection Complex.




Olio protettivo spray

- per pelli mature molto secche, che necessitano di una protezione particolare;
- crea un velo protettivo che difende la pelle da una disidratazione eccessiva;
- sistema brevettato per la neutralizzazione dei cattivi odori;
- azione nutriente grazie al pantenolo.

	prodotto	formato/quantità	codice	pezzi per confezione	confezione per cartone	EAN
	Crema protettiva all'ossido di zinco	200 ml	995 022	1 pezzo	12 conf.	
	Crema barriera trasparente	200 ml	995 026	1 pezzo	12 conf.	
	Olio protettivo spray	200 ml	995 023	1 pezzo	12 conf.	

*Gray M., Beeckman D., Bliss D.Z., Fader M., Logan S., Junkin J., Selekof J., Doughty D., Kurz P; Incontinence-associated dermatitis: a comprehensive review and update; J wound Ostomy Continence Nurs. 2012 Jan-Feb, 39 (1): 61-74



Trattamento idratante e reintegro dei lipidi

Tutti i prodotti appartenenti a questa linea sono estremamente idratanti e ad azione lipidizzante e sebo-restitutiva. Sono in grado di offrire cure intensive grazie a ricchissime emulsioni di acqua in olio. Il pantenolo e la creatina donano nutrimento costante alla pelle.



Crema mani

- per una cura intensiva di mani irritate e screpolate;
- con creatina, per favorire il naturale meccanismo protettivo della pelle;
- sistema brevettato per la neutralizzazione dei cattivi odori;
- emulsione acqua in olio.

Fluido corpo idratante

- per una cura intensiva delle pelli mature irritate a causa dell'incontinenza o di una degenza prolungata;
- favorisce il naturale meccanismo di difesa dell'epidermide;
- idratante;
- emulsione acqua in olio;
- Nutriskin Protection Complex
- sistema brevettato per la neutralizzazione dei cattivi odori;
- con erogatore a pompa per un utilizzo più facile con una sola mano.

Olio dermatossidante

- per una cura intensiva delle pelli mature estremamente secche e danneggiate;
- con oli trattanti e vitamina E;
- sistema brevettato per la neutralizzazione dei cattivi odori;
- facile da distribuire sulla cute, non unge.

Gel per massaggi

- da massaggiare e frizionare su collo, spalle, braccia e gambe;
- ideale in caso di tensione muscolare da degenza prolungata;
- effetto stimolante e rivitalizzante;
- azione nutriente grazie al pantenolo.

	prodotto	formato/quantità	codice	pezzi per confezione	confezione per cartone	EAN
	Fluido corpo idratante	500 ml	995 084	1 pezzo	12 conf.	4 052199 261287
	Crema per le mani	200 ml	995 085	1 pezzo	12 conf.	4 052199 261461
	Olio dermatossidante	500 ml	995 021	1 pezzo	12 conf.	4 052199 261744
	Gel per massaggi	200 ml	995 018	1 pezzo	12 conf.	4 052199 261379

Sterillium® Gel pure mani

Il gel idroalcolico delicato ed efficace



Più di 55 anni fa Sterillium® ha rivoluzionato l'igiene delle mani nel mondo della chirurgia, commercializzando il primo disinfettante a base alcolica. Da allora l'igiene e la disinfezione delle mani sono diventate più efficienti, sia nelle strutture sanitarie che in ambito domestico.

La disinfezione delle mani, il primo gesto di prevenzione

Per evitare la trasmissione dei microbi, occorre suggerire il prodotto giusto:



**DISINFETTANTE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO**



**IGIENIZZANTE
PERCENTUALE ALCOOL < 85%**

L'80%

**DEI MICROBI
SI TRASMETTE
CON LE MANI**



L'OMS, nelle direttive sanitarie, raccomanda di:

- Lavarsi le mani col sapone
- Nell'impossibilità di lavarsi le mani, utilizzare un gel idroalcolico

Buono a sapersi!

Come scegliere un gel mani a base idroalcolica?

I criteri più importanti sono l'efficacia, la rapidità e la tollerabilità cutanea. Questi elementi dipendono direttamente dalla concentrazione di principi attivi e componenti nutritivi per la pelle.

Quando è importante disinfettare le mani?



Quando entri/esci dal luogo di lavoro



Dopo essere stato a contatto con persone malate o oggetti contaminati



Dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito



Dopo essere stato a contatto con superfici di uso comune (maniglie, corrimano)



Dopo essere stato a contatto con persone o animali



Dopo essere stato in ambienti affollati e su mezzi pubblici



Dopo aver mangiato, bevuto, o assunto farmaci



Dopo aver utilizzato il bagno

Perché scegliere Sterillium® Gel pure mani?

- ▶ **È un presidio medico chirurgico**
- ▶ **Ampio spettro di attività**
Azione battericida, micobattericida, tubercolicida, fungicida e virucida (anche su virus non rivestiti).
- ▶ **Rapido ed efficace⁽¹⁾**
Elimina il 99,99% dei microrganismi grazie alla presenza di etanolo all'85%, una **concentrazione ottimale per un'efficacia rapida** secondo studi basati sulle raccomandazioni dell'OMS.
- ▶ **Idratante⁽²⁾**
Aumento significativo dell'idratazione della pelle* dopo uso frequente, grazie alla concentrazione di glicerina.
- ▶ **Ottima tollerabilità cutanea⁽²⁾**
Adatto a tutti i tipi di pelle grazie alla formula ricca di agenti emollienti e lenitivi.
- ▶ **Un formato per ogni esigenza**
 - **100 ml** Ideale per borsetta, in viaggio o in auto
 - **475 ml** Immaneabile in casa o in ufficio

1) Proprietà microbiologiche: Battericida in 30" (EN 1040 et 1500): Listeria, Salmonella in 15" per EN 13727 (12-2009) e SARM - Tuberculocida in 15" sul Mycobacterium terrae e avium (EN 14348) - Fungicida in 30" su Candida albicans e Aspergillus niger (EN 1275) - Virucida in 1' su Adenovirus EN 14476 • in 30" su Rhinovirus e Poliovirus (EN 14476) e sui virus rivestiti come VIH, Virus Epatite B e C • in 15" su Norovirus murino (EN 14476), virus dell'herpès tipo 1 e 2 e virus dell'influenza A. 2) Kampf G, Muscatiello M, Hantschel D, Rudolf M, Tolleranza cutanea ed effetto sull'idratazione cutanea di un nuovo gel mani a base di etanolo I. Journal of Hospital inspection 2002; 52: 297- 301; 9_Kampfetal.tolerance.atopics.ACTA2006.

**ELIMINA IL
99,99%
DEI MICRORGANISMI**

Per i vostri clienti

- Si asciuga rapidamente
- Non appiccica
- Lascia la pelle morbida
- Senza aromi né coloranti
- Senza allergeni né agenti irritanti
- Senza parabeni o altri interferenti endocrini

Disinfezione efficace delle mani

- ▶ Applicare una quantità sufficiente di disinfettante per le mani (min. 3 ml) sulla mano a coppa in modo che tutte le zone delle mani siano bagnate a fondo e completamente.
- ▶ Strofinare con cura il disinfettante per le mani per 30 secondi coprendo tutte le aree della pelle.
- ▶ Prestare particolare attenzione a polpastrelli e pollici, in quanto ospitano le più alte concentrazioni di batteri rispetto ad altre aree della mano.



	codice	Flaconi / cartone	Durata conservazione (chiuso)
Sterillium® Gel pure 100 ml	981 756	45	5 anni
Sterillium® Gel pure 475 ml	981 757	20	5 anni

Indice alfabetico

Atrauman®	17	Omnifix®	30
Atrauman® Ag	10	Omniplast®	31
Atrauman® Silicone	16	Omnipor®	32
Cosmopor® advance	36	Omnisilk®	31
Cosmopor® E	37	Omnistrip®	38
Cosmopor® I.V.	34	Omnitape®	54
Cosmopor® I.V. transparent.....	33	Pagasling®	25
Cosmopor® steril.....	37	Peha-fix®	45
Coverflex® grip	53	Peha-haft®	44
DermaPlast®	40	Peha-Lastotel®	45
DermaPlast® Universal	39	Peha-Mullbinden®	43
ES-Kompressen	25	PermaFoam® Classic.....	13
Eycopad®	27	Pur-Zellin®	27
Grassolind®	17	Pütter-haft®	50
HydroClean® advance	8	Pütterbinde®	49
Hydrocoll®	14	RespoSorb® Silicone	4
Hydrocoll® Thin	11	RespoSorb® Silicone Border	5
Hydrofilm®	16	RespoSorb® Super	4
Hydrofilm® Plus	36	Rolta soft®	47
Hydrosorb®	15	Sterillium® Gel pure mani.....	62
Hydrosorb® Gel	7	Sorbalgon®	10
HydroTac®	12	Stülpa®	46
Idealast® haft	51	Varolast® plus.....	55
Idealast®-haft Color	54	VivanoMed®	20
Idealbinde®	52	VivanoTec® Canister	23
Idealflex®	53	VivanoTec® Port	23
Idealflex® Universal	52	VivanoTec® Pro.....	20
Lastodur® soft	49	VivanoTec® Y-Connector	23
Lastodur® strong.....	48	Zetuvit®	28
Medicomp®	26	Zetuvit® E.....	28
MoliCare Skin	57		
Omnifilm®	30		



Andiamo oltre,
per la tua salute

PAUL HARTMANN S.p.A.
Via della Metallurgia, 12
37139 Verona
Telefono 045 8182411
Fax 045 8510733
E-mail: info@it.hartmann.info
www.hartmann.it

 Numero Verde
800-632229