

HARTMANN



Hilft. Pflegt. Schützt.

Wundbehandlung & Kompressions- therapie



**Produkte gelistet
zur Erstattung im
OST-Tarif 2024**

www.at.hartmann.info








BITTE BEACHTEN SIE:

Die Harmonisierung der Leistungskataloge für Verbandstoffe / Kompressionstherapie im Zuge der Sozialversicherungsreform ist noch nicht zur Gänze beendet.

Aus diesem Grund ist es möglich, dass es noch Unterschiede hinsichtlich der regionalen Leistungskataloge gibt.




Hydroaktive und interaktive Verbandstoffe

	GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
HydroClean® 	Eignet sich für die Nasstherapie von Wunden, insbesondere mit beeinträchtigter Heilungstendenz, sowie zur Behandlung von chronischen und schwer heilenden Wunden in der Reinigungs- und Granulationsphase. HydroClean® kann auch zur Behandlung von infizierten Wunden angewendet werden. Darüber hinaus kann HydroClean® zur Reaktivierung stagnierender Heilungsprozesse eingesetzt werden, wenn diese durch eine zu hohe MMP (Matrix-Metallo-Proteasen) Aktivität verursacht werden. Steril, einzeln eingeschiegelt.				
	Ø 4 cm	609 220	5310656	10 Stück	✓
	Ø 5,5 cm	609 224	5310662	10 Stück	✓
	oval 4 x 8 cm	609 222	5310679	10 Stück	✓
	7,5 x 7,5 cm	609 226	5310685	10 Stück	✓
	10 x 10 cm	609 228	5310691	10 Stück	✓
	oval 8 x 14 cm	609 230	5310716	10 Stück	✓
	10 x 17 cm	609 232	5310722	10 Stück	✓
HydroClean® cavity 	Wie HydroClean®, jedoch beidseitig funktionsfähig; zum Austamponieren tiefer Wunden. Steril, einzeln eingeschiegelt.				
	Ø 4 cm	609 002	5310745	10 Stück	✓
	Ø 5,5 cm	609 006	5310627	10 Stück	✓
	oval 4 x 8 cm	609 004	5310633	10 Stück	✓
	7,5 x 7,5 cm	609 008	5310751	10 Stück	✓
	10 x 10 cm	609 012	5310610	10 Stück	✓
HydroClean® mini 	Wie HydroClean® cavity. Steril, einzeln eingeschiegelt.				
	Ø 3 cm	609 001	5310739	10 Stück	✓
Sorbalgon® Classic 	Sorbalgon® Classic ist eine tamponierbare, wirkstofffreie Kompresse aus Kalziumalginat-Fasern, die sich im Austausch mit den Natriumsalzen von Blut und Sekreten in ein hydrophiles, nicht verklebendes Gel umwandeln. Steril, einzeln eingeschiegelt.				
	5 x 5 cm	999 011	1118034	10 Stück	✓
	10 x 10 cm	999 013	1118040	10 Stück	✓
	10 x 20 cm	999 014	2665353	5 Stück	✓
Sorbalgon® T Classic 	Wie Sorbalgon® Classic, aber als Tamponadestreifen. Steril, einzeln eingeschiegelt				
	2 g / 30 cm	999 017	2221308	5 Stück	✓

	GRÖSSE	ARTIKEL- NUMMER	PHZN	PACKUNGS- EINHEIT	ERSTATTUNGS- STATUS
--	--------	--------------------	------	----------------------	------------------------

Atrauman® Ag



Atrauman® Ag ist eine silberhaltige Salbenkomresse aus hydrophobem Gittertüll aus Polyamid, dessen Fasern mit elementarem Silber ummantelt sind. Imprägniert mit einer neutralen Salbenmasse (auf Triglyzerid-Basis) und besonders weich. Steril, einzeln eingeseigelt.

5 x 5 cm	499 571	2991822	10 Stück	(✓)
10 x 10 cm	499 573	2991845	10 Stück	(✓)
10 x 20 cm	499 575	2991868	10 Stück	(✓)

RespoSorb® Super



RespoSorb® Super ist eine besonders saugfähige, wundfreundliche Saugkomresse mit einem speziell entwickelten Saugkern aus weichen Zellstoff-Flocken, die mit flüssigkeitsspeicherndem Superabsorber vermischt und in einen flüssigkeitsverteilenden Vliesstoff eingehüllt sind. Zur Behandlung von stark sezernierenden Wunden in allen medizinischen Bereichen. Steril, einzeln eingeseigelt

10 x 10 cm	685 020	4600441	10 Stück	✓
10 x 20 cm	685 021	4600458	10 Stück	✓
15 x 20 cm	685 022	4600464	10 Stück	✓
20 x 25 cm	685 023	4600470	10 Stück	(✓)
20 x 40 cm	685 024	4600487	10 Stück	(✓)

RespoSorb® Silicone



Wie RespoSorb® Super, jedoch wundseitig mit einem engmaschigen Silikonnetz bedeckt, Steril, einzeln eingeseigelt

8 x 8 cm	685 040	5340864	10 Stück	✓
12,5 x 12,5 cm	685 041	5340870	10 Stück	✓
10 x 20 cm	685 042	5340887	10 Stück	✓
20 x 20 cm	685 043	5340893	10 Stück	✓
20 x 25 cm	685 044	5340901	10 Stück	(✓)

RespoSorb® Silicone Border



Wie RespoSorb® Silicone, jedoch noch zusätzlich mit einem Silikonhafrand, sodass eine zusätzliche Fixierung nicht notwendig ist. Steril, einzeln eingeseigelt

10 x 10 cm (5 x 5 cm)	685 140	5340918	10 Stück	✓
12,5 x 12,5 cm (7 x 7 cm)	685 150	5340924	10 Stück	✓
17,5 x 17,5 cm (11,5 x 11,5 cm)	685 160	5340930	10 Stück	✓
15 x 25 cm (9 x 19 cm)	685 170	5340947	10 Stück	✓
20 x 25 cm (14 x 19 cm)	685 180	5340953	10 Stück	o

PermaFoam® Classic



PermaFoam® classic ist ein Schaumstoffverband, bestehend aus einem hydrophilen Polymer in dreidimensionaler Struktur und einer wasserdampfdurchlässigen Deckschicht aus Polyurethan; nimmt wirksam Wundexsudat auf und sorgt für ein feuchtes Wundmilieu. Keime und Zelltrümmer werden sicher gebunden, auch unter Kompression. Steril, einzeln eingeseigelt

Ø 6 cm	882 004	5306815	10 Stück	✓
10 x 10 cm	882 000	5306821	10 Stück	✓
10 x 20 cm	882 002	5306838	10 Stück	✓
15 x 15 cm	882 001	5306844	10 Stück	✓
20 x 20 cm	882 003	5306850	10 Stück	✓

	GRÖSSE	ARTIKEL- NUMMER	PHZN	PACKUNGS- EINHEIT	ERSTATTUNGS- STATUS
PermaFoam® Classic Border 	Wie PermaFoam® Classic, nur mit umlaufendem Kleberand. Steril, einzeln eingeschiegelt				
	10 x 10 cm (5 x 5 cm)	882 006	5306867	10 Stück	✓
	15 x 15 cm (10 x 10 cm)	882 007	5306873	10 Stück	✓
	30 x 10 cm (24 x 5 cm)	882 008	5306904	10 Stück	✓
PermaFoam® Classic Concave 	Für Anwendungen an Ferse und Ellenbogen. Steril, einzeln eingeschiegelt				
	16,5 x 18 cm (10,5 x 12 cm)	882 009	5306896	10 Stück	✓
PermaFoam® Classic Sacral 	Für Anwendungen im Sakralbereich. Steril, einzeln eingeschiegelt				
	18 x 18 cm (11,5 x 9,5 cm)	882 011	5306910	10 Stück	✓
	22,5 x 22,5 cm (13,5 x 11,5 cm)	882 012	5306927	10 Stück	✓
PermaFoam® Classic Tracheostomy 	Zur Versorgung von Eintrittsstellen wie Tracheostomiekanülen und Sondenapplikationen. Steril, einzeln eingeschiegelt				
	8 x 8 cm	882 005	5306933	10 Stück	✓
HydroTac® 	Ist ein Schaumstoffverband mit wundseitig netzförmiger Hydrogel-Schicht und wasserdampfdurchlässiger, flüssigkeits- und keimdichter Polyurethan-Deckfolie. Der saugfähige Schaumstoff nimmt überschüssiges Wundexsudat schnell auf, ohne die Wunde auszutrocknen. Bei relativ trockenen Wunden gibt das Hydrogel Feuchtigkeit ab und unterstützt die Bildung und Aufrechterhaltung des feuchten Wundmilieus. Steril, einzeln eingeschiegelt				
	Ø 6 cm	685 849	4034444	10 Stück	✓
	10 x 10 cm	685 832	4034467	10 Stück	✓
	12,5 x 12,5 cm	685 837	4133956	10 Stück	✓
	15 x 15 cm	685 839	4133979	3 Stück	✓
	10 x 20 cm	685 833	4034473	3 Stück	✓
	15 x 20 cm	685 843	4133985	10 Stück	✓
	20 x 20 cm	685 844	4034496	3 Stück	✓

	GRÖSSE	ARTIKEL- NUMMER	PHZN	PACKUNGS- EINHEIT	ERSTATTUNGS- STATUS
--	--------	--------------------	------	----------------------	------------------------

HydroTac® **comfort**



Wie HydroTac®, jedoch mit umlaufendem Kleberand. Steril, einzeln eingeschiegelt

8 x 8 cm (3,5 x 3,5 cm)	685 810	4034504	10 Stück	✓
6,5 x 10 cm (2,5 x 6 cm)	685 811	4134016	10 Stück	✓
12,5 x 12,5 cm (7,5 x 7,5 cm)	685 815	4034527	10 Stück	✓
8 x 15 cm (3 x 10 cm)	685 807	5310490	10 Stück	✓
10 x 20 cm (5 x 14 cm)	685 813	4134039	10 Stück	✓
10 x 30 cm (5 x 25 cm)	685 830	5310484	10 Stück	✓
15 x 15 cm (10 x 10 cm)	685 817	4134045	3 Stück	✓
15 x 20 cm (9 x 14 cm)	685 821	4134051	10 Stück	✓
20 x 20 cm (14 x 14 cm)	685 822	4034556	3 Stück	✓

HydroTac® **border multisite**



Wie HydroTac® comfort, jedoch mit Einschnitten im Kleberand zur leichteren Anpassung an Körperkonturen. Steril, einzeln eingeschiegelt

Ø 11,5 cm (Ø 6 cm)	685 823	5310509	10 Stück	✓
oval 13 x 16 cm (oval 8 x 11 cm)	685 829	5310515	10 Stück	✓

HydroTac® **sacral**



Für Anwendungen im Sakralbereich. Steril, einzeln eingeschiegelt

18 x 18 cm (13 x 10,6 cm)	685 826	4134068	3 Stück	✓
18 x 18 cm (13 x 10,6 cm)	685 827	4134074	10 Stück	✓
22 x 22 cm (16 x 13,6 cm)	685 828	4134080	3 Stück	✓

HydroTac® **concave**



Für Anwendungen an Ferse und Ellenbogen. Steril, einzeln eingeschiegelt

18 x 18,5 cm	685 825	4134105	10 Stück	✓
--------------	---------	---------	----------	---

	GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
--	--------	----------------	------	------------------	--------------------

Hydrocoll®



Ist ein saugender, selbsthaftender Hydrokolloid-Verband mit semipermeabler, keimdichter Deckschicht. Er bewirkt durch Gelumwandlung der hydrokolloiden Verbandanteile ein feuchtes Wundmilieu. Steril, einzeln eingeschiegelt.

5 x 5 cm	900 740	2665399	10 Stück	✓
7,5 x 7,5 cm	900 742	2665407	10 Stück	✓
10 x 10 cm	900 744	1526230	10 Stück	✓
15 x 15 cm	900 748	1526247	5 Stück	✓
20 x 20 cm	900 749	2032116	5 Stück	✓

Hydrocoll® thin



Wie Hydrocoll®, jedoch extra dünn mit geringerer Saugkapazität. Steril, einzeln eingeschiegelt

7,5 x 7,5 cm	900 757	2665413	10 Stück	○
10 x 10 cm	900 758	2219412	10 Stück	○
15 x 15 cm	900 760	2219429	5 Stück	○

Hydrocoll® sacral



Für Anwendungen im Sakralbereich. Steril, einzeln eingeschiegelt

12 x 18 cm	900 755	2640867	5 Stück	✓
------------	---------	---------	---------	---

Hydrocoll® concave



Für Anwendungen an Ferse und Ellenbogen. Steril, einzeln eingeschiegelt.

8 x 12 cm	900 756	2625402	10 Stück	✓
-----------	---------	---------	----------	---

HydroTac® transparent



Ist ein transparenter Hydro-Gel Verband; die semipermeable, wasserdampfdurchlässige Deckschicht verhindert das Eindringen von Keimen. Aufgrund seines hohen Wassergehalts von etwa 60 % schafft es ein ausgewogenes feuchtes Wundmilieu und fördert so die Wundheilung. Steril, einzeln eingeschiegelt

5 x 7,5 cm	685 905	5310521	10 Stück	✓
10 x 10 cm	685 906	5310538	10 Stück	✓
10 x 20 cm	685 907	5310544	10 Stück	✓
20 x 20 cm	685 908	5310550	10 Stück	✓


HydroTac® transparent comfort




Wie HydroTac® transparent, jedoch mit umlaufendem Kleberand. Steril, einzeln eingeschiegelt


6,5 x 10 cm (2,5 x 6 cm)	685 928	5310567	10 Stück	✓
8 x 8 cm (4 x 4 cm)	685 925	5310596	10 Stück	✓
12,5 x 12,5 cm (8 x 8 cm)	685 926	5310573	10 Stück	✓
10 x 20 cm (5,5 x 15,5 cm)	685 927	5310604	10 Stück	✓

Wundspüllösung


	GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
HydroClean® Solution 	Zur antiseptischen Spülung, Reinigung, Befeuchtung und Pflege von akuten, chronischen und infizierten Wunden sowie von Verbrennungen ersten und zweiten Grades. Die Kombination von Wasser Poloxamer und Polyhexanid (PHMB) ermöglicht eine effiziente Wundreinigung und ist hochwirksam gegen multiresistente Erreger (MRSA, VRE) und mykotische Pathogene (C. albicans).				
	350 ml	531 999	5446479	1 Flasche	(✓)

Salbenkompressen


	GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
Grassolind® 	Ist eine wirkstofffreie Salbenkomresse aus weitmaschigem Baumwollgewebe, imprägniert mit einer wasserfreien Salbenmasse (weißes Vaseline, Diglycerinester und mikrokristallines Kohlenwasserstoffwachs). Steril, einzeln eingeschiegelt				
	5 x 5 cm	499 310	2368193	10 Stück	✓
	5 x 5 cm	499 350	2368201	50 Stück	(✓)
	7,5 x 10 cm	499 313	1088899	10 Stück	✓
	7,5 x 10 cm	499 353	1752529	50 Stück	(✓)
	10 x 10 cm	499 314	1520233	10 Stück	✓
	10 x 20 cm	499 336	1232646	30 Stück	✓

	GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
Atrauman® 	Die wirkstofffreie Salbenkomresse besteht aus einem hydrophoben Polyestertüll, imprägniert mit einer wirkstofffreien Salbenmasse auf Triglycerid-Basis (Neutralfette). Steril, einzeln eingeschiegelt				
	5 x 5 cm	499 510	1520061	10 Stück	✓
	5 x 5 cm	499 550	1708876	50 Stück	(✓)
	7,5 x 10 cm	499 513	1520084	10 Stück	✓
	7,5 x 10 cm	499 553	1708882	50 Stück	(✓)
	10 x 20 cm	499 536	1520115	30 Stück	✓

Wunddistanzgitter

	GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
Atrauman® Silicone 	Besteht aus einem Polyethylenterephthalat (PET)-Netz als Trägermaterial, das mit Silikon gel (basierend auf Polydimethylsiloxan) beidseitig beschichtet ist. Diese Wundkontaktschicht dient der atraumatischen Wundbehandlung und ist dünn, weich, zuschneidbar und drapierfähig. Steril, einzeln eingeschiegelt.				
	5 x 7 cm	499 568	4522095	10 Stück	✓
	7,5 x 10 cm	499 562	4522103	10 Stück	✓
	10 x 20 cm	499 564	4522126	10 Stück	✓
	20 x 30 cm	499 565	4302301	5 Stück	

Transparent Verband

	GRÖSSE	ARTIKEL- NUMMER	PHZN	PACKUNGS- EINHEIT	ERSTATTUNGS- STATUS
Hydrofilm® 	Selbsthaftender Transparentverband aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie mit hypoallergenem Kleber. Als Schutz vor Sekundärinfektionen und vor mechanischen Irritationen bei trockenen, primär heilenden Wunden, bei fast abgeheilten Epithelwunden. Steril, einzeln eingeschiegelt				
	6 x 7 cm	970 000	3697065	10 Stück	✓
	6 x 7 cm	970 001	3697071	100 Stück	(✓)
	10 x 12,5 cm	970 002	3697088	10 Stück	✓
	10 x 12,5 cm	970 003	3697094	100 Stück	(✓)
	10 x 15 cm	970 004	1657765	10 Stück	✓
	10 x 15 cm	970 005	1661212	50 Stück	(✓)
	15 x 20 cm	970 006	3697125	10 Stück	✓
	15 x 20 cm	970 007	3697131	50 Stück	(✓)
	10 x 25 cm	970 008	3697148	25 Stück	✓
	12 x 25 cm	970 009	3697154	25 Stück	✓
	20 x 30 cm	970 010	3697160	10 Stück	(✓)

Hydrofilm® Plus




Wie Hydrofilm®, jedoch mit gut saugendem Wundkissen. Steril, einzeln eingeschiegelt.

5 x 7,2 cm	685 770	3697177	5 Stück	
5 x 7,2 cm	685 771	3697183	50 Stück	
9 x 10 cm	685 772	3697208	5 Stück	
9 x 10 cm	685 773	3697214	50 Stück	
9 x 15 cm	685 774	3697220	5 Stück	
9 x 15 cm	685 775	3697237	25 Stück	
10 x 12 cm	685 776	3697243	25 Stück	
10 x 20 cm	685 777	3697266	5 Stück	
10 x 20 cm	685 778	3697272	25 Stück	
10 x 25 cm	685 779	3697289	25 Stück	
10 x 30 cm	685 780	3697295	25 Stück	



GRÖSSE**ARTIKEL-
NUMMER****PHZN****PACKUNGS-
EINHEIT****ERSTATTUNGS-
STATUS****Cosmopor® Transparent**

Wie Hydrofilm®, jedoch mit gut saugendem Wundkissen. Steril, einzeln eingeseigelt.



5 x 7,2 cm	901 050	5789989	5 Stück	
5 x 7,2 cm	901 051	5789995	50 Stück	
9 x 10 cm	901 052	5790001	5 Stück	
9 x 10 cm	901 053	5790018	50 Stück	
9 x 15 cm	901 054	5790024	5 Stück	
9 x 15 cm	901 055	5790030	25 Stück	
10 x 12 cm	901 056	5790047	25 Stück	
10 x 20 cm	901 057	5790053	5 Stück	
10 x 20 cm	901 058	5790076	25 Stück	
10 x 25 cm	901 059	5790082	25 Stück	
10 x 30 cm	901 060	5790099	25 Stück	


Hydrofilm® roll

Wie Hydrofilm®, jedoch unsteril auf der Rolle. Durch die Applikationsfolie leicht abzurollen und exakt zuzuschneiden.



5 cm x 10 m	685 790	3289432	1 Rolle	(✓)
10 cm x 2 m	685 791	3289455	1 Rolle	✓
10 cm x 10 m	685 792	3289461	1 Rolle	(✓)
15 cm x 10 m	685 793	3289449	1 Rolle	(✓)

Mull- und Vliesstoffkompressen

	GRÖSSE	ARTIKEL- NUMMER	PHZN	PACKUNGS- EINHEIT	ERSTATTUNGS- STATUS
ES-Kompresse					
Aus 100 % Verbandmull mit eingeschlagenen Schnittkanten (ES)					
 <p>8-fach, steril eingesiegelt zu je 2 Stück</p>	5 x 5 cm	401 621	1113462	5 x 2 Stück	o
	7,5 x 7,5 cm	401 623	0892470	5 x 2 Stück	o
	10 x 10 cm	401 625	1152864	5 x 2 Stück	o
	10 x 20 cm	401 645	1152870	5 x 2 Stück	o
	10 x 20 cm	205 012	1152887	25 x 2 Stück	✓
	5 x 5 cm	401 721	1152841	25 x 2 Stück	✓
	7,5 x 7,5 cm	401 723	1152858	25 x 2 Stück	✓
	10 x 10 cm	401 725	0776031	25 x 2 Stück	✓
	5 x 5 cm	401 900	5662438	50 x 2 Stück	✓
	7,5 x 7,5 cm	401 901	5662444	50 x 2 Stück	✓
	10 x 10 cm	401 902	5662450	50 x 2 Stück	✓
	12-fach, steril				
eingesiegelt zu 1 Stück	10 x 10 cm	401 515	2790928	50 x 1 Stück	
eingesiegelt zu 2 Stück	5 x 5 cm	401 731	2790934	25 x 2 Stück	✓
	7,5 x 7,5 cm	401 733	2790940	25 x 2 Stück	✓
	10 x 10 cm	205 011	2790957	25 x 2 Stück	
eingesiegelt zu 5 Stück	10 x 10 cm	205 010	1152893	10 x 5 Stück	
16-fach, steril					
eingesiegelt zu 2 Stück	5 x 5 cm	401 802	3062591	40 x 2 Stück	o
	7,5 x 7,5 cm	401 805	3062616	40 x 2 Stück	o
	18 x 8 cm	401 820	3062639	40 x 2 Stück	✓
	10 x 10 cm	401 799	3062645	40 x 2 Stück	✓
	10 x 12,5 cm	401 815	3062651	40 x 2 Stück	✓
eingesiegelt zu 5 Stück	5 x 5 cm	401 801	3062668	20 x 5 Stück	✓
	7,5 x 7,5 cm	205 013	3062674	20 x 5 Stück	
	9 x 7,5 cm	401 807	3062680	20 x 5 Stück	
	18 x 8 cm	401 819	3062697	20 x 5 Stück	
	10 x 10 cm	401 809	3062705	20 x 5 Stück	
eingesiegelt zu 10 Stück	5 x 5 cm	401 800	3062728	10 x 10 Stück	✓
	7,5 x 7,5 cm	401 803	3062734	10 x 10 Stück	✓
	18 x 8 cm	401 818	3062757	10 x 10 Stück	
	10 x 10 cm	401 798	3062763	10 x 10 Stück	✓

	GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
unsteril, im Papierbeutel					
8-fach	5 x 5 cm	407 821	1152901	100 Stück	✓
	7,5 x 7,5 cm	407 823	1152918	100 Stück	✓
	10 x 10 cm	407 825	1152924	100 Stück	✓
12-fach	5 x 5 cm	407 831	1152930	100 Stück	✓
	7,5 x 7,5 cm	407 833	1152947	100 Stück	✓
	10 x 10 cm	407 835	1152953	100 Stück	✓
	10 x 12,5 cm	407 836	1152976	100 Stück	✓
	10 x 20 cm	407 837	1152982	100 Stück	✓
16-fach	5 x 5 cm	407 841	1036862	100 Stück	✓
	7,5 x 7,5 cm	407 843	0863379	100 Stück	✓
	10 x 10 cm	407 845	0863362	100 Stück	✓
	10 x 12,5 cm	407 846	1152999	100 Stück	✓

Peha®-Schlitzkomresse




Aus 100 % Verbandmull 12fach gelegt, mit Y-Schnitt; steril, eingesiegelt zu 2 Stück



7,5 x 7,5 cm	401 503	1212081	50 x 2 Stück	✓
10 x 10 cm	401 505	1816666	50 x 2 Stück	✓

Aus 100 % Verbandmull, 8fach gelegt, mit Y-Schnitt, steril, eingesiegelt zu 2 Stück


7,5 x 7,5 cm	481 001	5729898	50 x 2 Stück	✓
10 x 10 cm	481 002	5729906	50 x 2 Stück	✓

Mull- und Vliesstoffkompressen


	GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
Medicomp®					
Vliesstoff-Komresse; 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern					
	5 x 5 cm	411 074	1651981	25 x 2 Stück	✓
	7,5 x 7,5 cm	411 072	1651998	25 x 2 Stück	✓
	7,5 x 7,5 cm	411 049	3424321	100 x 2 Stück	
	10 x 10 cm	411 064	1652006	25 x 2 Stück	✓
	10 x 10 cm	411 050	3424338	100 x 2 Stück	
	10 x 20 cm	411 075	1652012	25 x 2 Stück	✓
	eingesiegelt zu 5 Stück	5 x 5 cm	411 051	3467336	40 x 5 Stück
7,5 x 7,5 cm		411 052	3467359	40 x 5 Stück	
10 x 10 cm		411 053	3467388	40 x 5 Stück	
4-fach, unsteril im Papierbeutel	5 x 5 cm	421 821	1652029	100 Stück	
	7,5 x 7,5 cm	421 823	1652035	100 Stück	
	10 x 10 cm	421 825	1652041	100 Stück	
	10 x 20 cm	421 827	1652058	100 Stück	

	GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
Medicomp® Extra					
 6-fach steril eingesiegelt zu 2 Stück	5 x 5 cm	411 078	1652064	25 x 2 Stück	✓
	7,5 x 7,5 cm	411 076	1435622	25 x 2 Stück	✓
	10 x 10 cm	411 077	1648855	25 x 2 Stück	✓
	10 x 20 cm	411 079	1652070	25 x 2 Stück	✓
6-fach, unsteril im sterilisierbaren Papierbeutel	5 x 5 cm	421 831	1652087	100 Stück	✓
	7,5 x 7,5 cm	421 833	1652093	100 Stück	✓
	10 x 10 cm	421 835	1652101	100 Stück	✓
	10 x 20 cm	421 837	1652118	100 Stück	✓
Medicomp® Drain					
	7,5 x 7,5 cm	421 533	1652124	25 x 2 Stück	✓
	10 x 10 cm	421 535	1652130	25 x 2 Stück	✓
6-fach mit Y-Schnitt; steril, eingesiegelt zu 2 Stück					





Kombinierte Saugkompressen

	GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
Zetuvit®					
 steril, einzeln eingesiegelt	10 x 10 cm	413 701	1039642	25 Stück	✓
	10 x 20 cm	413 702	1166487	25 Stück	✓
	13,5 x 25 cm	413 705	1166493	10 Stück	✓
	20 x 20 cm	413 703	1166501	15 Stück	✓
	20 x 40 cm	413 704	1166518	5 Stück	(✓)
	unsteril	10 x 10 cm	413 801	1166524	30 Stück
10 x 20 cm		413 802	1166530	30 Stück	✓
13,5 x 25 cm		413 805	1166547	30 Stück	✓
20 x 20 cm		413 803	1166553	30 Stück	✓
20 x 40 cm		413 804	1166576	30 Stück	

Besteht aus einem Saugkörper aus Zellstoff-Flocken; die Rückseite weist eine hydrophobe Vlies-schicht auf, die wasserabweisend und luftdurchlässig ist, umhüllt von einer Zellstofflage zur Sekretverteilung; umhüllt von einem nicht verklebenden, hydrophilen Vlies. Die wundabgewandte Seite ist durch einen blauen Streifen gekennzeichnet.

	GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
Eycopad®	Augenkomresse aus Watte DIN 61640-A, mit Mullumhüllung aus reiner Baumwolle				
 steril einzeln eingeschiegelt	56 x 70 MM	415 540	1164815	25 STÜCK	✓
	70 x 85 MM	417 540	1164821	25 STÜCK	✓
unsteril	56 x 70 MM	415 650	1732515	50 STÜCK	✓
	70 x 85 MM	417 650	1732521	50 STÜCK	✓

Post-OP Verbände und Kanülenfixierpflaster

	GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
Cosmopor® steril	Der selbstklebende Wundverband aus weichem Trägervlies ist ausgestattet mit einem hautfreundlichen, hypoallergenen Polyacrylatkleber und einem absorbierenden Wundkissen mit einem nicht verklebenden Netz als Wundkontaktschicht. Steril, einzeln eingeschiegelt				
	7,2 x 5 cm	900 800	1526052	50 Stück	
	10 x 6 cm	900 802	1526069	25 Stück	
	15 x 6 cm	900 804	1526075	25 Stück	
	10 x 8 cm	900 806	1526081	25 Stück	
	15 x 8 cm	900 808	1526098	25 Stück	
	20 x 8 cm	900 810	1526106	25 Stück	
	20 x 10 cm	900 812	1526112	25 Stück	
	25 x 10 cm	900 814	1526129	25 Stück	
35 x 10 cm	900 816	1526135	25 Stück		
Cosmopor® advance	Wie Cosmopor® steril, mit hoch absorbierendem Wundkissen in DryBarrier Technologie. Steril, einzeln eingeschiegelt				
	7,2 x 5 cm	901 010	3796755	25 Stück	
	10 x 6 cm	901 011	3796761	25 Stück	
	10 x 8 cm	901 013	3796784	25 Stück	
	15 x 8 cm	901 014	3796790	25 Stück	
	20 x 10 cm	901 015	3796809	25 Stück	
Cosmopor® I.V.	Selbstklebender Kanülenfixierverband aus weichem Trägervlies mit spezialbeschichtetem, nicht verklebenden Wundkissen. Steril, einzeln eingeschiegelt				
	8 x 6 cm	900 805	2790963	50 Stück	
Cosmopor® I.V. transparent	Selbsthaftender Kanülenfixierverband, verstärkt mit weichem Vlies, mit Sichtfenster, schützt die Einstichstelle vor Wasser, Schmutz, Bakterien. Steril, einzeln eingeschiegelt				
	9 x 7 cm	900 818	5339418	100 Stück	
	12 x 10 cm	900 819	5339424	50 Stück	
	6 x 5 cm (Kids Design)	900 817	5339430	100 Stück	

Fixierpflaster

	GRÖSSE	ARTIKEL- NUMMER	PHZN	PACKUNGS- EINHEIT	ERSTATTUNGS- STATUS
--	--------	--------------------	------	----------------------	------------------------

Omnifix® elastic



Hypoallergenes Fixiervlies aus weißem Vliesstoff; dehnbar in Querrichtung; auf der Rolle

10 cm x 2 m	900 601	1493890	1 Rolle	✓
2,5 cm x 10 m	900 606	3094444	2 Rollen	
5 cm x 10 m	900 602	2254839	1 Rolle	✓
10 cm x 10 m	900 603	2250008	1 Rolle	✓
15 cm x 10 m	900 604	2254845	1 Rolle	✓
20 cm x 10 m	900 605	2254851	1 Rolle	✓
30 cm x 10 m	900 607	2790986	1 Rolle	✓

Omniplast®



Hypoallergenes Fixierpflaster aus hautfarbenem, textilem Gewebe; auf der Kunststoffspule

1,25 cm x 5 m	900 440	1565980	1 Spule	✓
2,5 cm x 5 m	900 441	1565997	1 Spule	✓
5 cm x 5 m	900 442	1566005	1 Spule	✓
1,25 cm x 9,2 m	900 573	4582306	1 Spule	
2,5 cm x 9,2 m	900 574	4583702	1 Spule	
5 cm x 9,2 m	900 575	4582312	1 Spule	

Omnisilk®



Hypoallergenes Fixierpflaster aus weißer Kunstseide; auf der Kunststoffspule

1,25 cm x 5 m	900 430	1566100	1 Spule	✓
2,5 cm x 5 m	900 431	1566117	1 Spule	✓
5 cm x 5 m	900 432	1566123	1 Spule	✓
1,25 cm x 9,2 m	900 418	4582329	1 Spule	
2,5 cm x 9,2 m	900 419	4582335	1 Spule	
5 cm x 9,2 m	900 420	4582341	1 Spule	

Omnipor®



Hypoallergenes Fixierpflaster aus weißem Vliesstoff; auf der Kunststoffspule

1,25 cm x 5 m	900 436	1566040	1 Spule	✓
2,5 cm x 5 m	900 437	0874472	1 Spule	✓
5 cm x 5 m	900 438	1566057	1 Spule	✓
1,25 cm x 9,2 m	900 424	1566063	1 Spule	✓
2,5 cm x 9,2 m	900 425	4582358	1 Spule	
5 cm x 9,2 m	900 426	4582364	1 Spule	




Omnifilm®



Hypoallergenes Fixierpflaster aus transparenter Polyethylenfolie; auf der Kunststoffspule

1,25 cm x 5 m	900 433	1883792	1 Spule	✓
2,5 cm x 5 m	900 434	1999098	1 Spule	✓
5 cm x 5 m	900 435	2020840	1 Spule	✓
1,25 cm x 9,2 m	900 421	4582370	1 Spule	
2,5 cm x 9,2 m	900 422	4582387	1 Spule	
5 cm x 9,2 m	900 423	4582393	1 Spule	

Fixierbinden und Fixierverbände

	GRÖSSE	ARTIKEL- NUMMER	PHZN	PACKUNGS- EINHEIT	ERSTATTUNGS- STATUS
Peha-haft®					
Kohäsive, elastische Fixierbinde. Einzel in der Faltschachtel					
	4 cm x 4 m	932 441	3328215	1 Binde	
	6 cm x 4 m	932 442	3328221	1 Binde	✓
	8 cm x 4 m	932 443	3328238	1 Binde	✓
	10 cm x 4 m	932 444	3328244	1 Binde	✓
	12 cm x 4 m	932 445	3328250	1 Binde	✓
	4 cm x 20 m	932 446	3328273	1 Binde	
	6 cm x 20 m	932 447	3328296	1 Binde	✓
	8 cm x 20 m	932 448	3328304	1 Binde	✓
	10 cm x 20 m	932 449	3328310	1 Binde	✓
	12 cm x 20 m	932 450	3328327	1 Binde	
Peha®-Mullbinde					
Die starre Fixierbinde besteht zu 40 % aus Baumwolle und zu 60 % aus Viskose; luftdurchlässig und mit gewebten Kanten.					
	4 cm x 4 m	304 040	4174429	1 Binde	✓
	6 cm x 4 m	304 041	4174435	1 Binde	✓
	8 cm x 4 m	304 042	4174441	1 Binde	✓
	10 cm x 4 m	304 043	4174458	1 Binde	✓
	12 cm x 4 m	304 044	4174464	1 Binde	✓
einzel in Cellophan	4 cm x 4m	304 050	4174470	20 Binden	✓
lose in Faltschachteln	6 cm x 4 m	304 051	4174487	20 Binden	✓
	8 cm x 4 m	304 052	4174493	20 Binden	✓
	10 cm x 4 m	304 053	4174501	20 Binden	✓
	12 cm x 4 m	304 054	4174518	20 Binden	✓
	15 cm x 4 m	304 055	4174524	20 Binden	
Peha®-Fix					
Superelastische Fixierbinde mit hohem Naturfaseranteil (70 % Viskose)					
	4 cm x 4 m	303 070	4902797	1 Binde	o
	6 cm x 4 m	303 071	4902805	1 Binde	✓
	8 cm x 4 m	303 072	4902811	1 Binde	o
	10 cm x 4 m	303 073	4902828	1 Binde	✓
	12 cm x 4 m	303 074	4902834	1 Binde	
einzel in Cellophan	4 cm x 4 m	303 075	4902840	20 Binden	✓
	6 cm x 4 m	303 076	4902857	20 Binden	o
	8 cm x 4 m	303 077	4902863	20 Binden	✓
	10 cm x 4 m	303 078	4902886	20 Binden	✓
	12 cm x 4 m	303 079	4902892	20 Binden	✓
lose in der Faltschachtel					

GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
--------	----------------	------	------------------	--------------------

Rolta® soft



Synthetik-Wattebinde zum Polstern. Einzeln banderoliert; lose in der Faltschachtel

6 cm x 3 m	932 048	2368980	50 Binden	✓
10 cm x 3 m	932 049	2368997	30 Binden	✓
15 cm x 3 m	932 050	2369005	20 Binden	✓
25 cm x 3 m	932 051	2369011	10 Binden	✓

Stülpa®



Nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Längs- und Querelastizität, kann an jeder beliebigen Stelle getrennt werden, ohne dass Laufmaschen entstehen. Auf Rollen in Entnahmekartons

Gr. 0R - 1,5 cm x 15 m	427 110	0823813	1 Rolle	✓
Gr. 1R - 2,5 cm x 15 m	427 111	0823836	1 Rolle	✓
Gr. 2R - 6 cm x 15 m	427 112	0711942	1 Rolle	✓
Gr. 3R - 8 cm x 15 m	427 113	0711959	1 Rolle	✓
Gr. 4R - 10 cm x 15 m	427 114	0823842	1 Rolle	✓
Gr. 5R - 12 cm x 15 m	427 115	0711965	1 Rolle	✓
Gr. 6R - 15 cm x 15 m	427 146	5229078	1 Rolle	✓
Gr. 7R - 21 cm x 15 m	427 147	5229084	1 Rolle	✓
Gr. 8R - 24 cm x 15 m	427 148	5229090	1 Rolle	✓

Stülpa® Fertigverband



Wie Stülpa®, jedoch bereits in der entsprechenden Größe.

einzel
in Cellophan

Gr. 1 (Finger)	427 211	0823747	1 Stück	○
Gr. 3 (Hand/Fuß)	427 213	0823776	1 Stück	○
Gr. 4 (Kopf)	427 214	0823799	1 Stück	○

lose
in der Faltschachtel

Gr. 1 (Finger)	427 261	0823753	50 Stück	(✓)
Gr. 3 (Hand/Fuß)	427 253	0823782	10 Stück	○
Gr. 4 (Kopf)	427 254	0823807	10 Stück	○

Stülpa® fix



Hochelastischer Netzschlauchverband; kann an jeder beliebigen Stelle getrennt werden, ohne dass Laufmaschen entstehen. Auf Rollen in Entnahmekartons

Gr. 1 (Finger)	932 541	1734566	1 Rolle	○
Gr. 2 (Hand)	932 542	1734572	1 Rolle	✓
Gr. 3 (Arm)	932 543	1734589	1 Rolle	✓
Gr. 4 (Bein)	932 544	1734595	1 Rolle	✓
Gr. 5 (Kopf)	932 545	1734603	1 Rolle	✓
Gr. 6 (Rumpf)	932 546	1734626	1 Rolle	✓
Gr. 7 (großer Rumpf)	932 547	4792570	1 Rolle	

GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
--------	----------------	------	------------------	--------------------

Coverflex® fast



Dauerelastischer Schlauchverband, nahtlos rundgestrickt. Als Feuchtverband bei der Fett-Feucht-Therapie in der akuten Phase des atopischen Ekzems, als Trockenverband in der chronischen Phase zur Abdeckung von Salben und Cremes; als Unter- oder Überzug bei Zinkleim und Gipsverbänden; zur Fixierung von Primärverbänden bei der Behandlung von akuten und chronischen Wunden. Auf Rollen in Entnahmekartons

Gr. 1 - 3,5 cm x 10 m	931 025	4902900	1 Rolle	✓
Gr. 2 - 5 cm x 10 m	931 026	4902917	1 Rolle	✓
Gr. 3 - 7,5 cm x 10 m	931 027	4902923	1 Rolle	✓
Gr. 4 - 10,75 cm x 10 m	931 028	4902946	1 Rolle	✓
Gr. 5 - 17,5 cm x 10 m	931 029	4902952	1 Rolle	✓

Coverflex® grip



Elastische Schlauchbandage zur stärker komprimierenden Fixierung von Verbänden, als Hautschutz unter Gipsverbänden und zur Unterstützung und Entlastung von Gelenken und Bändern. Auf Rollen in Entnahmekartons

Gr. A - 4 cm x 10 m	931 065	4902969	1 Rolle	o
Gr. B - 6,25 cm x 10 m	931 066	4902975	1 Rolle	✓
Gr. C - 6,75 cm x 10 m	931 067	4902981	1 Rolle	✓
Gr. D - 7,5 cm x 10 m	931 068	4902998	1 Rolle	✓
Gr. E - 8,75 cm x 10 m	931 069	4903006	1 Rolle	✓
Gr. F - 10 cm x 10 m	931 070	4903012	1 Rolle	✓
Gr. G - 12 cm x 10 m	931 071	4903029	1 Rolle	✓
Gr. J - 18 cm x 10 m	931 072	4903035	1 Rolle	o
Gr. K - 22 cm x 10 m	931 073	4903041	1 Rolle	✓
Gr. L - 32,5 cm x 10 m	931 074	4903058	1 Rolle	✓
Gr. M - 36 cm x 10 m	931 075	4903064	1 Rolle	✓

Kompressionstherapie

GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	PHZN	PACKUNGS-EINHEIT	ERSTATTUNGS-STATUS
--------	----------------	------	------------------	--------------------

Pütter®binde



Kurzzugbinde - besonders kräftig und textilelastisch; Dehnbarkeit ca. 90 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; waschbar bei 95 °C; hautfarben; aus 100 % Baumwolle; gedehnt 5 m lang. In der Faltschachtel

6 cm	931 807	-	1 Binde	
6 cm	931 806	-	10 Binden	
8 cm	931 808	1457552	1 Binde	✓
8 cm	931 814	3424539	10 Binden	
10 cm	931 810	1457569	1 Binde	✓
10 cm	931 815	3424545	10 Binden	
12 cm	931 812	1457575	1 Binde	✓
12 cm	931 816	3424551	10 Binden	

	GRÖSSE	ARTIKEL- NUMMER	PHZN	PACKUNGS- EINHEIT	ERSTATTUNGS- STATUS
Pütter-Verband® 	Indikationsbezogene Doppelpackung				
	8 / 10 cm	931 796	-	je 1 Binde	
	10 cm	931 795	0778774	2 Binden	✓
Pütter®Flex 	Kurzzugbinde - bi-elastisch; Längsdehnbarkeit ca. 90 % mit zusätzlicher Querelastizität; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; waschbar bei 95 °C; hautfarben; aus 100 % Baumwolle; gedehnt 5 m lang. In der Faltschachtel				
	8 cm	931 828	3942576	1 Binde	✓
	8 cm	931 832	3942582	10 Binden	
	10 cm	931 829	3942599	1 Binde	✓
	10 cm	931 833	3942607	10 Binden	
	12 cm	931 830	3942613	1 Binde	✓
Pütter®Flex Duo	Indikationsbezogene Doppelpackung				
	8 / 10 cm	931 825	4111908	je 1 Binde	
	10 cm	931 826	3942642	2 Binden	✓
Pütter®Pro 2 	2-Komponenten-Kompressionssystem für den Einmalgebrauch; bestehend aus 2 Vliesbinden: die braune Binde (aus Polypropylen und Elastan) ist beidseitig kohäsiv und mit einem Indikator als Richtlinie für den exakten Zug versehen; die weiße Binde (aus Polyester und Elastan) ist einseitig kohäsiv und bildet als Polsterbinde die untere Lage. 2 Binden, bzw. 6 x 2 Binden in der Faltschachtel				
	10 cm	931 685	5339393	2 Binden	✓
	10 cm	931 686	5339401	6 x 2 Binden	✓
Lastodur® soft 	Langzugbinde - für leichtere Kompression, dauerelastisch; Dehnbarkeit ca. 160 %; hautfarben; waschbar bis 60 °C; gedehnt 7 m lang. Einzeln in der Faltschachtel				
	6 cm	931 653	0778544	1 Binde	✓
	8 cm	931 654	0778550	1 Binde	✓
	10 cm	931 655	0778567	1 Binde	✓
Lastodur® strong 	Langzugbinde - für stärkere Kompression, dauerelastisch; Dehnbarkeit ca. 160 %; hautfarben; waschbar bis 60 °C; gedehnt 7 m lang. Einzeln in der Faltschachtel				
	6 cm	931 663	0778490	1 Binde	✓
	8 cm	931 664	0778509	1 Binde	✓
	10 cm	931 665	0778515	1 Binde	✓
	12 cm	931 666	0778521	1 Binde	✓

Legende:

- ✓ erstattungsfähig
- (✓) Genehmigung durch den Chefarzt: Diagnose und Begründung bitte auf der Verordnung vermerken
- o Genehmigung durch den Chefarzt: Diagnose und Begründung bitte auf der Verordnung vermerken;
zusätzlich beizubringen ist ein Kostenvoranschlag der abgebenden Stelle (Apotheke, Bandagist)

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.
A-2355 Wiener Neudorf
Tel.: +43 2236 646 30
office@at.hartmann.info
www.at.hartmann.info